

# MACHEREY-NAGEL

## Teststreifen

Schnellteste



### Überprüfung von Desinfektionsmitteln

Schnellteste für  
das Gesundheitswesen

- Schnell & einfach
- Zuverlässige Ergebnisse
- Höhere Patientensicherheit



**MACHEREY-NAGEL**

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)



# MN Schnellteste für das Gesundheitswesen

Mitarbeiter in medizinischen Berufen verwenden verschiedene Arten von Desinfektionsmitteln zur allgemeinen Desinfektion und zur Reinigung von medizinischen Geräten. Vor der Desinfektion von Geräten erweist es sich als nützlich, die Wirksamkeit der Desinfektionsbäder zu kontrollieren. Nach der Desinfektion müssen alle Geräte gespült und vor der nächsten Verwendung auf Desinfektionsmittelrückstände kontrolliert werden. Schnellteste ermöglichen den schnellen und einfachen Nachweis von Desinfektionsmittelrückständen. So erhöhen die MN-Teststreifen die Patientensicherheit und machen gleichzeitig die Arbeit der medizinischen Fachkräfte einfacher und effizienter.



## Produktinformationen

Desinfektionsmittel	Produkt	Ansatzlösung	Rückstände	Graduierung	REF
Chlor	QUANTOFIX® Chlor 500	■		0 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 mg/L Cl <sub>2</sub>	91354
	QUANTOFIX® Chlor Sensitiv*		■	0 · 0,1 · 0,5 · 1 · 3 · 10 mg/L Cl <sub>2</sub>	91339
Chlordioxid	QUANTOFIX® Chlordioxid 3000	■		0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 · 2500 · 3000 mg/L ClO <sub>2</sub>	91357
	QUANTOFIX® Chlordioxid 15		■	0 · 0,25 · 0,5 · 1 · 3 · 5 · 10 · 15 mg/L ClO <sub>2</sub>	91355
Glutaraldehyd	QUANTOFIX® Glutaraldehyd	■		0 · 0,5 · 1,0 · 1,5 · 2,0 · 2,5 % Glutaraldehyd	91343
Hydroxyessigsäure	pH-Fix 3,6-6,1*		■	pH 3,6 · 4,1 · 4,4 · 4,7 · 5,0 · 5,3 · 5,6 · 6,1	92130
Peressigsäure	QUANTOFIX® Peressigsäure 2000*	■		0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 mg/L Peressigsäure	91342
	QUANTOFIX® Peressigsäure 500*	■		0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 400 · 500 mg/L Peressigsäure	91341
	QUANTOFIX® Peressigsäure 50*		■	0 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 mg/L Peressigsäure	91340
Peroxide	QUANTOFIX® Peroxid 1000*	■		0 · 50 · 150 · 300 · 500 · 800 · 1000 mg/L H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	91333
	QUANTOFIX® Peroxid 100*		■	0 · 1 · 3 · 10 · 30 · 100 mg/L H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	91312
	QUANTOFIX® Peroxid 25*		■	0 · 0,5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/L H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	91319
QUAT	QUANTOFIX® QUAT	■		0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 mg/L Benzalkoniumchlorid	91337

\* geeignet zur Auswertung mit dem QUANTOFIX® Relax

## QUANTOFIX® Relax

Das Gerät dient zur schnellen und einfachen Auswertung von QUANTOFIX® Teststreifen. Innerhalb weniger Sekunden erhält man ein quantitatives Ergebnis und einen Ausdruck. Die Ergebnisse werden gespeichert und können auch an einen PC übertragen werden. Damit können Sie Entscheidungen zum Betriebsablauf auf eine sichere Grundlage stellen.

QUANTOFIX® Relax – für sichere Qualitätskontrolle

- Höchste Präzision
- Objektive Ergebnisse
- Einfache Ergebnisverwaltung

REF 91346



www.mn-net.com

# MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG  
Valencienner Str. 11  
52355 Düren · Deutschland

DE Tel.: +49 24 21 969-0 info@mn-net.com  
CH Tel.: +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com  
FR Tel.: +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com  
US Tel.: +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com