

HPLC Starter Kit 3 V2.0 SafetyCap 2.0 Gewinde GL 45

Universal!



**DAS System für
Lösungsmittelsicherheit**

**Erstausrüstung für Ihre HPLC-Anlage zur
sicheren Entnahme von Lösungsmittel.**



- Preisvorteil gegenüber Einzelbestellung
- Passend für alle gängigen HPLC-Systeme (unabhängig vom Hersteller)
- Nicht benötigte Anschlüsse können durch die mitgelieferten Blindstopfen verschlossen werden. Das System ist daher universell einsetzbar, auch wenn vorübergehend weniger Anschlüsse belegt werden.



Art. Nr.	Bezeichnung	Gewindegröße	Anschlüsse für Ø 1,6 / 2,3 / 3,2 mm AD Kapillare	Standzeit in Monaten	Farbe	VE ----- inkl.
399 202	HPLC Starter Kit 3, V2.0					1
inkl.	SafetyCap III, V2.0	GL 45	3		blau/weiß	4x
inkl.	Belüftungsventil, V2.0	UNF 1/4" 28G		je 6 Monate	rot	4x
inkl.	Fitting 1,6 mm	UNF 1/4" 28G			grün	12x
inkl.	Fitting 2,3 mm	UNF 1/4" 28G			violett	12x
inkl.	Fitting 3,2 mm	UNF 1/4" 28G			blau	12x
inkl.	Blindstopfen	UNF 1/4" 28G			transparent	8x
inkl.	Einschubschild / Beschriftungsfeld				weiß	8x

www.scat-europe.com/neu-generation-2-0

☎ Telefon: +49 (0) 6105 / 30 55 86 - 0 / ✉ e-Mail: info@scat-europe.com / 🌐 Internet: www.scat-europe.com

S.C.A.T. Europe GmbH / Waldecker Straße 7 / 64546 Mörfelden-Walldorf / Deutschland

#200143 / 15072020