


DB-17

- (50 %-Phenyl)-methylpolysiloxan
- Mittlere Polarität – etwas polarer als HP-50+
- Ideal für Bestätigungsanalysen
- Gebunden und quervernetzt
- Mit Lösungsmittel spülbar
- Gleiche Selektivität wie USP-Phase G3



Struktur von DB-17

Ähnliche Phasen: Rtx-50, 007-17(MPS-50), SP-2250, SPB-50, ZB-50, AT-50

DB-17

ID (mm)	Länge (m)	Film (µm)	Temperaturbereich (°C)	7"-Käfig	5"-Käfig	7890/6890 LTM-Modul
0,05	10	0,10	40 bis 280/300	126-1713		126-1713LTM
0,10	10	0,10	40 bis 280/300	127-1712		127-1712LTM
		0,20	40 bis 280/300	127-1713		127-1713LTM
	20	0,10	40 bis 280/300	127-1722		127-1722LTM
		0,30	40 bis 280/300	121-1722		121-1722LTM
0,18	20	0,18	40 bis 280/300	121-1722		121-1722LTM
		0,30	40 bis 280/300	121-1723		121-1723LTM
0,25	15	0,15	40 bis 280/300	122-1711		122-1711LTM
		0,25	40 bis 280/300	122-1712		122-1712LTM
		0,50	40 bis 280/300	122-1713	122-1713E	122-1713LTM
	30	0,15	40 bis 280/300	122-1731	122-1731E	122-1731LTM
		0,25	40 bis 280/300	122-1732	122-1732E	122-1732LTM
		0,50	40 bis 280/300	122-1733		122-1733LTM
	60	0,25	40 bis 280/300	122-1762		
		0,15	40 bis 280/300	123-1711		123-1711LTM
		0,25	40 bis 280/300	123-1712		123-1712LTM
		0,50	40 bis 280/300	123-1713		123-1713LTM
0,32	30	0,15	40 bis 280/300	123-1731		123-1731LTM
		0,25	40 bis 280/300	123-1732	123-1732E	123-1732LTM
		0,50	40 bis 280/300	123-1733	123-1733E	123-1733LTM
	60	0,25	40 bis 280/300	123-1762		
		0,15	40 bis 280/300	125-1704		125-1704LTM
		0,50	40 bis 280/300	125-1711		125-1711LTM
0,53	5	2,00	40 bis 280/300	125-1704		125-1704LTM
		0,25	40 bis 260/280	125-1711		125-1711LTM
		0,50	40 bis 260/280	125-1717		125-1717LTM
		1,00	40 bis 260/280	125-1712		125-1712LTM
	15	1,50	40 bis 260/280	125-1713		125-1713LTM
		0,25	40 bis 260/280	125-1731		125-1731LTM
		0,50	40 bis 260/280	125-1737		125-1737LTM
		1,00	40 bis 260/280	125-1732	125-1732E	125-1732LTM
	30	1,50	40 bis 260/280	125-1733		125-1733LTM
		0,25	40 bis 260/280	125-1762		
		1,00	40 bis 260/280	125-1762		
		1,00	40 bis 260/280	125-1762		

Agilent J&W High Efficiency GC-Säulen werden mit Beschreibungen und Bestellnummern in Schrägschrift angezeigt.