

DB-5

ID (mm)	Länge (m)	Film (µm)	Temperaturbereich (°C)	7"-Käfig	5"-Käfig	7890/6890 LTM-Modul	
0,20	12	0,33	-60 bis 325/350	128-5012		128-5012LTM	
	15	0,20	-60 bis 325/350	128-50H7		128-50H7LTM	
	25	0,33	-60 bis 325/350	128-5022		128-5022LTM	
	50	0,33	-60 bis 325/350	128-5052			
0,25	15	0,10	-60 bis 325/350	122-5011		122-5011LTM	
		0,25	-60 bis 325/350	122-5012		122-5012LTM	
		0,50	-60 bis 325/350	122-501E		122-501ELTM	
		1,00	-60 bis 325/350	122-5013		122-5013LTM	
	25	0,25	-60 bis 325/350	122-5022		122-5022LTM	
	30	0,10	-60 bis 325/350	122-5031		122-5031LTM	
		0,25	-60 bis 325/350	122-5032	122-5032E	122-5032LTM	
		0,50	-60 bis 325/350	122-503E		122-503ELTM	
		1,00	-60 bis 325/350	122-5033	122-5033E	122-5033LTM	
	50	0,25	-60 bis 325/350	122-5052			
	60	0,10	-60 bis 325/350	122-5061			
		0,25	-60 bis 325/350	122-5062			
		0,50	-60 bis 325/350	122-506E			
		1,00	-60 bis 325/350	122-5063			
	0,32	10	0,50	-60 bis 325/350	123-500E		123-500ELTM
			1,00	-60 bis 325/350	123-500E		123-500ELTM
15		0,10	-60 bis 325/350	123-5011		123-5011LTM	
		0,25	-60 bis 325/350	123-5012	123-5012E	123-5012LTM	
		1,00	-60 bis 325/350	123-5013	123-5013E	123-5013LTM	
25		0,17	-60 bis 325/350	123-502D		123-502DLTM	
		0,25	-60 bis 325/350	123-5022		123-5022LTM	
		0,52	-60 bis 325/350	123-5026		123-5026LTM	
		1,05	-60 bis 325/350	123-502F		123-502FLTM	
30		0,10	-60 bis 325/350	123-5031		123-5031LTM	
		0,25	-60 bis 325/350	123-5032	123-5032E	123-5032LTM	
		0,50	-60 bis 325/350	123-503E		123-503ELTM	
		1,00	-60 bis 325/350	123-5033	123-5033E	123-5033LTM	
		1,50	-60 bis 325/350	123-503B		123-503BLTM	
50		0,25	-60 bis 325/350	123-5052			
		0,52	-60 bis 325/350	123-5056			
		1,00	-60 bis 325/350	123-5053			
60		0,25	-60 bis 325/350	123-5062			
	1,00	-60 bis 325/350	123-5063	123-5063E			

(Wird fortgesetzt)