

**DB-5ms**

ID (mm)	Länge (m)	Film (µm)	Temperaturbereich (°C)	7"-Käfig	5"-Käfig	7890/6890 LTM-Modul	5975T LTM Toroid
0,18	20	0,18	-60 bis 325/350	121-5522	121-5522E	121-5522LTM	221-5522LTM
		0,36	-60 bis 325/350	121-5523		121-5523LTM	
	40	0,18	-60 bis 325/350	121-5542			
0,20	12	0,33	-60 bis 325/350	128-5512		128-5512LTM	
	25	0,33	-60 bis 325/350	128-5522		128-5522LTM	
	50	0,33	-60 bis 325/350	128-5552			
0,25	15	0,10	-60 bis 325/350	122-5511		122-5511LTM	
		0,25	-60 bis 325/350	122-5512		122-5512LTM	222-5512LTM
		0,50	-60 bis 325/350	122-5516		122-5516LTM	
		1,00	-60 bis 325/350	122-5513		122-5513LTM	
	25	0,25	-60 bis 325/350	122-5522		122-5522LTM	
		0,40	-60 bis 325/350	122-552A		122-552ALTM	
	30	0,10	-60 bis 325/350	122-5531		122-5531LTM	
		0,25	-60 bis 325/350	122-5532	122-5532E	122-5532LTM	222-5532LTM
		0,50	-60 bis 325/350	122-5536	122-5536E	122-5536LTM	
		1,00	-60 bis 325/350	122-5533	122-5533E	122-5533LTM	
	50	0,25	-60 bis 325/350	122-5552			
	60	0,10	-60 bis 325/350	122-5561			
		0,25	-60 bis 325/350	122-5562	122-5562E		
		1,00	-60 bis 325/350	122-5563			
	0,32	15	0,10	-60 bis 325/350	123-5511		123-5511LTM
0,25			-60 bis 325/350	123-5512		123-5512LTM	
1,00			-60 bis 325/350	123-5513	123-5513E	123-5513LTM	
25		0,52	-60 bis 325/350	123-5526		123-5526LTM	
30		0,10	-60 bis 325/350	123-5531		123-5531LTM	
		0,25	-60 bis 325/350	123-5532	123-5532E	123-5532LTM	
		0,50	-60 bis 325/350	123-5536		123-5536LTM	
		1,00	-60 bis 325/350	123-5533		123-5533LTM	
60		0,10	-60 bis 325/350	123-5561			
		0,25	-60 bis 325/350	123-5562			
		0,50	-60 bis 325/350	123-5566			
		1,00	-60 bis 325/350	123-5563			
0,53	15	1,50	-60 bis 300/320	125-5512		125-5512LTM	
	30	0,50	-60 bis 300/320	125-5537		125-5537LTM	
		1,00	-60 bis 300/320	125-553J		125-553JLTM	
		1,50	-60 bis 300/320	125-5532		125-5532LTM	

Agilent J&W High Efficiency GC-Säulen werden mit Beschreibungen und Bestellnummern in Schrägschrift angezeigt.