

DB-WAX und DB-WaxFF

| ID (mm) | Länge (m) | Film (µm) | Temperaturbereich (°C) | 7"-Käfig | 5"-Käfig | 7890/6890 LTM-Modul | 5975T LTM Toroid |
|---------------|-----------------|-----------|------------------------|------------|-----------|------------------------|---------------------|
| DB-WAX | | | | | | | |
| 0,18 | 10 | 0,18 | 20 bis 250/260 | 121-7012 | | 121-7012LTM | |
| | 20 | 0,18 | 20 bis 250/260 | 121-7022 | 121-7022E | 121-7022LTM | |
| | | 0,30 | 20 bis 240/250 | 121-7023 | 121-7023E | 121-7023LTM | |
| | 40 | 0,18 | 20 bis 250/260 | 121-7042 | 121-7042E | | |
| | | 0,30 | 20 bis 240/250 | 121-7043 | | | |
| 0,20 | 25 | 0,20 | 20 bis 250/260 | 128-7022 | | 128-7022LTM | |
| | 30 | 0,20 | 20 bis 250/260 | 128-7032 | | 128-7032LTM | |
| | 50 | 0,20 | 20 bis 250/260 | 128-7052 | | | |
| 0,25 | 15 | 0,25 | 20 bis 250/260 | 122-7012 | 122-7012E | 122-7012LTM | |
| | | 0,50 | 20 bis 240/250 | 122-7013 | | 122-7013LTM | |
| | 30 | 0,15 | 20 bis 250/260 | 122-7031 | | 122-7031LTM | |
| | | 0,25 | 20 bis 250/260 | 122-7032 | 122-7032E | 122-7032LTM | |
| | | 0,50 | 20 bis 240/250 | 122-7033 | 122-7033E | 122-7033LTM | 222-7033LTM |
| | 60 | 0,15 | 20 bis 250/260 | 122-7061 | | | |
| | | 0,25 | 20 bis 250/260 | 122-7062 | 122-7062E | | |
| 0,32 | 15 | 0,25 | 20 bis 250/260 | 123-7012 | | 123-7012LTM | |
| | | 0,50 | 20 bis 240/250 | 123-7013 | | 123-7013LTM | |
| | 30 | 0,15 | 20 bis 250/260 | 123-7031 | | 123-7031LTM | |
| | | 0,25 | 20 bis 250/260 | 123-7032 | 123-7032E | 123-7032LTM | |
| | | 0,50 | 20 bis 240/250 | 123-7033 | 123-7033E | 123-7033LTM | |
| | 60 | 0,25 | 20 bis 250/260 | 123-7062 | | | |
| | | 0,50 | 20 bis 240/250 | 123-7063 | 123-7063E | | |
| 0,45 | 30 | 0,85 | 20 bis 230/240 | 124-7032 | | 124-7032LTM | |
| 0,53 | 15 | 0,50 | 20 bis 230/240 | 125-7017 | | 125-7017LTM | |
| | | 1,00 | 20 bis 230/240 | 125-7012 | 125-7012E | 125-7012LTM | |
| | 30 | 0,25 | 20 bis 230/240 | 125-7031 | | 125-7031LTM | |
| | | 0,50 | 20 bis 230/240 | 125-7037 | | 125-7037LTM | |
| | | 1,00 | 20 bis 230/240 | 125-7032 | 125-7032E | 125-7032LTM | |
| | 60 | 1,00 | 20 bis 230/240 | 125-7062 | 125-7062E | | |
| | DB-WaxFF | | | | | | |
| 0,10 | 20 | 0,20 | 20 bis 240/250 | 127-7023FF | | | |

Agilent J&W High Efficiency GC-Säulen werden mit Beschreibungen und Bestellnummern in Schrägschrift angezeigt.