

Biodiesel GC-Kapillarsäulen

Beschreibung	ID (mm)	Länge (m)	Film (µm)	Temperaturbereich (°C)	7"-Käfig
Biodiesel ASTM D6584 Freies Glycerin/Gesamtglycerin	0,32	15	0,10	-60 bis 400	123-BD11
Biodiesel EN14105 Freies Glycerin/Gesamtglycerin	0,32	10	0,10	-60 bis 400	123-BD01
Biodiesel EN14103 FAME-Analyse	0,32	30	0,25	40 bis 260/270	1909BD-113
Biodiesel EN14110 Rest-Methanol	0,32	30	1,80	20 bis 260/280	123-BD34

Biodiesel-Testproben

Beschreibung	Best.-Nr.
Biodiesel-Kit MSTFA, 10 x 1-mL-Ampullen, N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamid für ASTM-Methode D6584	5190-1407
Biodiesel-Kit D6584 2 Interne Standardlösungen, 1 mL, 5 St. und 2 Interne Standardlösungen, 5 mL	5190-1408
Biodiesel-Kit E14105, 4 x 1-mL-Ampullen 4 Standardlösungen	5190-1409
Biodiesel-Kit Monoglyzerid, 3 x 1-mL-Ampullen	5190-1410