

## DB-WAXetr

- Polyethylenglykol (PEG)
- Erweiteter Temperaturbereich (etr)
- Hohe Polarität
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule
- Gebunden und quervernetzt
- Mit Lösungsmittel spülbar
- Gleichwertig mit USP Phase G16

**Ähnliche Phasen:** SUPELLOWAX 10, SUPEROX II, CB-WAX, Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax, Rtx-WAX, ZB-WAX, ZB-WAX plus

### DB-WAXetr

ID (mm)	Länge (m)	Film (µm)	Temperaturbereich (°C)	7"-Käfig	5"-Käfig	7890/6890 LTM-Modul
0,20	25	0,40	30 bis 250/260	128-7323		128-7323LTM
0,25	30	0,25	30 bis 260/280	122-7332	122-7332E	122-7332LTM
		0,50	30 bis 250/260	122-7333		122-7333LTM
	60	0,25	30 bis 260/280	122-7362		
		0,50	30 bis 250/260	122-7363		
0,32	15	0,25	30 bis 260/280	123-7312		123-7312LTM
		1,00	30 bis 250/260	123-7314		123-7314LTM
	30	0,25	30 bis 260/280	123-7332		123-7332LTM
		0,50	30 bis 250/260	123-7333		123-7333LTM
		1,00	30 bis 250/260	123-7334		123-7334LTM
	50	1,00	30 bis 250/260	123-7354	123-7354E	
	60	0,25	30 bis 260/280	123-7362		
		0,50	30 bis 250/260	123-7363		
		1,00	30 bis 250/260	123-7364		
	0,53	15	1,00	30 bis 240/260	125-7312	
2,00			50 bis 230/250	125-7314		125-7314LTM
30		1,00	30 bis 240/260	125-7332	125-7332E	125-7332LTM
		1,50	30 bis 230/240	125-7333		125-7333LTM
		2,00	50 bis 230/250	125-7334	125-7334E	125-7334LTM
60		1,00	30 bis 240/260	125-7362		