



Schaltventil

Zubehör für Schaltventile

Durch eine große Bandbreite von verschiedenen Ventilen, speziell für Agilent HPLC-Systeme konzipiert, können Sie noch mehr Applikationen ausführen. Die neuen Ventile ermöglichen Ihnen:

- Größere Flexibilität bei der Lösungsmittel- und Säulenauswahl
- Neue Möglichkeiten zur Automatisierung bei der Probenvorbereitung
- Erhöhter Probendurchsatz durch alternierende Säulenregeneration
- Erhöhte Trennleistung durch multidimensionale Chromatographie

Ersatzteile für externe Schaltventile

Beschreibung	Passend für	Ventilkopf	Rotor-dichtung Material	Rotor-dichtung	Stator-Oberteil	Stator-Kopf	Reparatur-kit	Lagerring
Ventilkopf mit 2 Positionen/6 Kanälen, 600 bar	G4231A	5067-4131	PEEK	0101-1409	Nicht zutreffend	0101-1417	Nicht zutreffend	1535-4045
Ventilkopf mit 2 Positionen/6 Anschlüssen, 1200 bar	G4231B	5067-4117	Vespel	5068-0008	Nicht zutreffend	5068-0006		
Mikroventilkopf mit 2 Positionen/10 Kanälen, 600 bar	G4232A	5067-4144	PEEK	0101-1415	Nicht zutreffend	0101-1421		
Ventilkopf mit 2 Positionen/10 Kanälen, 1200 bar	G4232B	5067-4118	Vespel	5068-0012	Nicht zutreffend	5068-0011		
6-Säulen-Auswahlventilkopf, 600 bar	G4234A	5067-4146	PEEK	5068-0076	Nicht zutreffend	5068-0077		
6-Säulen-Auswahlventilkopf, 1200 bar	G4234B	5067-4142	Vespel	5068-0067	Nicht zutreffend	5068-0077		
Bioinertes 12-Positionen-/13-Kanal-Ventil POD, 210 bar	G4235A	5067-4159	PEEK	Reparaturkit	Reparaturkit	5068-0097	0101-1288	
Bio-inert, 2 Positionen/6 Kanäle, 600 bar	G5631A	5067-4148	PEEK	0101-1409	0100-1851	5068-0060	Nicht zutreffend	
Bioinertes Ventilkopf mit 2 Positionen/10 Kanälen, 600 bar	G5632A	5067-4132	PEEK	5068-0041	5068-0095	5068-0040		
Bioinertes 4-Säulen-Auswahlventil, 600 bar	G5639A	5067-4134	PEEK	5068-0045	5068-0093	5068-0044		