

Sonstige Kapillaren

Material	ID (mm)	Länge (mm)	Fitting Typ von (A)	Fitting Typ zu (B)	AD (mm) A*	AD (mm) B*	Anmerkungen	Best.-Nr.
ST	0,12	100	M	M	0,8	0,8		G1316-27301
ST	0,12	75	S	M	1,6	0,8		G1316-87306
Edelstahl	0,12	90	S	SX	1,6	1,6		5067-4685
Edelstahl	0,12	120	SX	SX	1,6	1,6		5067-4688
ST	0,17	105			1,6	1,6	Kapillare ohne Fitting	5021-1816
ST	0,17	400			1,6	1,6	Kapillare ohne Fitting	5021-1819
ST	0,17	150			1,6	1,6	Kapillare ohne Fitting	5021-1817
ST	0,17	280			1,6	1,6	Kapillare ohne Fitting	5021-1818
ST	0,17	280	S	S	1,6	1,6	Vormontiert auf A	01090-87304
ST	0,17	200			1,6	1,6	Kapillare ohne Fitting	5065-9931
ST	0,17	600			1,6	1,6	Kapillare ohne Fitting	5065-9933
ST	0,17	800	S	S	1,6	1,6	Vormontiert auf A	01048-87302
ST	0,17	900			1,6	1,6	Kapillare ohne Fitting	5065-9963
ST	0,17	105	S	S	1,6	1,6		G1316-87321
ST	0,17	700			1,6	1,6	Kapillare ohne Fitting	5065-9932
ST	0,17	170	S	S	1,6	1,6		G1316-87323
ST	0,17	250	S	S	1,6	1,6	Vormontiert auf A und B	G1367-87304
ST	0,17	150	S	S	1,6	1,6	Vormontiert auf A und B	G1312-87305
Edelstahl	0,17	800	SL	S	1,6	1,6	Vormontiert auf A	01078-87305
ST	0,17	105	S	S	1,6	1,6	Vormontiert auf A und B	G1312-87306
Edelstahl	0,17	280	SX	S	1,6	1,6	Vormontiert auf A und B	5067-4608
ST	0,17	700	S	SX	1,6	1,6	Vormontiert auf A und B	5067-4648
Edelstahl	0,17	150	M	M	0,8	0,8		5067-4737
Edelstahl	0,17	700	SL	M	1,6	0,8	Vormontiert auf A	5067-5120

\*1,6 mm = 1/16 Zoll

(Wird fortgesetzt)



Edelstahl-Fitting, extralang (SX), 5065-9967



Edelstahl-Ferrule (M), 5067-1557

Bei den abgebildeten Bauteilen handelt es sich um Kapillar-Fittings.  
Umfassende Informationen über Fittings finden Sie auf Seite 40.