

Sonstige Kapillaren

| Material | ID (mm) | Länge (mm) | Fitting Typ von (A) | Fitting Typ zu (B) | AD (mm) A* | AD (mm) B* | Anmerkungen | Best.-Nr. |
|-----------|---------|------------|---------------------|--------------------|------------|------------|-------------------------|-------------|
| ST | 0,12 | 100 | M | M | 0,8 | 0,8 | | G1316-27301 |
| ST | 0,12 | 75 | S | M | 1,6 | 0,8 | | G1316-87306 |
| Edelstahl | 0,12 | 90 | S | SX | 1,6 | 1,6 | | 5067-4685 |
| Edelstahl | 0,12 | 120 | SX | SX | 1,6 | 1,6 | | 5067-4688 |
| ST | 0,17 | 105 | | | 1,6 | 1,6 | Kapillare ohne Fitting | 5021-1816 |
| ST | 0,17 | 400 | | | 1,6 | 1,6 | Kapillare ohne Fitting | 5021-1819 |
| ST | 0,17 | 150 | | | 1,6 | 1,6 | Kapillare ohne Fitting | 5021-1817 |
| ST | 0,17 | 280 | | | 1,6 | 1,6 | Kapillare ohne Fitting | 5021-1818 |
| ST | 0,17 | 280 | S | S | 1,6 | 1,6 | Vormontiert auf A | 01090-87304 |
| ST | 0,17 | 200 | | | 1,6 | 1,6 | Kapillare ohne Fitting | 5065-9931 |
| ST | 0,17 | 600 | | | 1,6 | 1,6 | Kapillare ohne Fitting | 5065-9933 |
| ST | 0,17 | 800 | S | S | 1,6 | 1,6 | Vormontiert auf A | 01048-87302 |
| ST | 0,17 | 900 | | | 1,6 | 1,6 | Kapillare ohne Fitting | 5065-9963 |
| ST | 0,17 | 105 | S | S | 1,6 | 1,6 | | G1316-87321 |
| ST | 0,17 | 700 | | | 1,6 | 1,6 | Kapillare ohne Fitting | 5065-9932 |
| ST | 0,17 | 170 | S | S | 1,6 | 1,6 | | G1316-87323 |
| ST | 0,17 | 250 | S | S | 1,6 | 1,6 | Vormontiert auf A und B | G1367-87304 |
| ST | 0,17 | 150 | S | S | 1,6 | 1,6 | Vormontiert auf A und B | G1312-87305 |
| Edelstahl | 0,17 | 800 | SL | S | 1,6 | 1,6 | Vormontiert auf A | 01078-87305 |
| ST | 0,17 | 105 | S | S | 1,6 | 1,6 | Vormontiert auf A und B | G1312-87306 |
| Edelstahl | 0,17 | 280 | SX | S | 1,6 | 1,6 | Vormontiert auf A und B | 5067-4608 |
| ST | 0,17 | 700 | S | SX | 1,6 | 1,6 | Vormontiert auf A und B | 5067-4648 |
| Edelstahl | 0,17 | 150 | M | M | 0,8 | 0,8 | | 5067-4737 |
| Edelstahl | 0,17 | 700 | SL | M | 1,6 | 0,8 | Vormontiert auf A | 5067-5120 |

*1,6 mm = 1/16 Zoll

(Wird fortgesetzt)



Edelstahl-Fitting, extralang (SX), 5065-9967



Edelstahl-Ferrule (M), 5067-1557

Bei den abgebildeten Bauteilen handelt es sich um Kapillar-Fittings.
Umfassende Informationen über Fittings finden Sie auf Seite 40.