

**Sonstige Kapillaren**

Material	ID (mm)	Länge (mm)	Fitting Typ von (A)	Fitting Typ zu (B)	AD (mm) A*	AD (mm) B*	Anmerkungen	Best.-Nr.
ST	0,12	70	S	S	1,6	1,6		G1316-87303
ST	0,12	2000	U	U			Restriktionskapillare	5022-2159
ST	0,12	105			1,6	1,6	Kapillare ohne Fitting	5021-1820
ST	0,12	400			1,6	1,6	Kapillare ohne Fitting	5021-1823
ST	0,12	150			1,6	1,6	Kapillare ohne Fitting	5021-1821
ST	0,12	280			1,6	1,6	Kapillare ohne Fitting	5021-1822
ST	0,12	500			1,6	1,6	Kapillare ohne Fitting	5065-9964
ST	0,12	200			1,6	1,6	Kapillare ohne Fitting	5065-9935
ST	0,12	50	S	U	1,6			G1316-87312
ST	0,12	340	S	S	1,6	1,6		G1316-87319
ST	0,12	170	S	S	1,6	1,6		G1316-87316
ST	0,12	300	S	S	1,6	1,6		G1316-87318
ST	0,12	210	S	S	1,6	1,6		G1316-87317
ST	0,12	70	S	U	1,6			G1316-87313
ST	0,12	90	S	U	1,6			G1316-87314
Edelstahl	0,12	60	S	S			Vormontiert auf A und B	79841-87610
ST	0,12	340	S	M		0,8	Vormontiert auf A	G1316-87305

\*1,6 mm = 1/16 Zoll

(Wird fortgesetzt)

**Material**

Legende	Beschreibung
Edelstahl	Edelstahl
S	Swagelok, 1,6 mm Anschluss-ID
U	Swagelok-Verbindungsstück
SL	Swagelok, 1,6 mm Anschluss-ID, lang
SLV	Swagelok, 1,6 mm Anschluss-ID, lang, 1200 bar
SX	Swagelok, 1,6 mm Anschluss-ID, extralang
M	Metrisch M4 0,8 mm Anschluss-ID



Edelstahl-Fittings (S), 5062-2418

**Bei den abgebildeten Bauteilen handelt es sich um Kapillar-Fittings. Umfassende Informationen über Fittings finden Sie auf Seite 40.**