

Agilent 1290 Infinity LC

Von (A)	Zu (B)	Material	ID (mm)	Länge (mm)	Fitting Typ von	Fitting Typ bis	Anmerkungen	Best.-Nr.
Pumpe	Automatischer Probengeber	ST	0,17	300	S	S	Vormontiert auf A und B	5067-4657
Pumpe	Thermostatisierter Probengeber	ST	0,17	450	S	S	Vormontiert auf A und B	5067-4658
Automatischer Probengeber	TCC	ST	0,12	340	S	S	Vormontiert auf A	5067-4659
Säule	DAD	ST	0,12	220	S	S	Vormontiert auf A	5067-4660
1290 System	CTC-Probengeber	ST	0,17	600	S	SH	Vormontiert auf A	5067-4670
CTC-Probengeber	Säule	ST	0,12	600	S	S		5067-4669
Detektor	Abfall	PTFE	0,8	5000*			Fingerfeste Fittings nicht enthalten (0100-1516, 2 St.)	5062-2462

*Die Kapillare muss auf die richtige Länge zugeschnitten werden.



Edelstahl-Fittings (S), 5062-2418



PEEK-Fitting (SPF), fingerfest, 0100-1516



Hintere Ferrule, Edelstahl, 5180-4114

**Bei den abgebildeten Bauteilen handelt es sich um Kapillar-Fittings.
Umfassende Informationen über Fittings finden Sie auf Seite 40.**