

# Pumpenkits

## Pumpenkits

Beschreibung	Kit-Inhalt	Best.-Nr.
<b>Starter-Kit</b>		
Pumpen-Starterkit	Enthält 1 Auslasskapillare, 5 PTFE-Fritten, 4 Kolbendichtungen, 1 Gold-Auslassdichtung, 2 Einlassfilter aus Glas, 20 µm und 1 Kartusche für aktives Einlassventil	G1311-68710
Nano-LC Starter-Kit	Enthält PEEK-beschichtete Fused Silica-Kapillaren, Säule und Fittings zur Inbetriebnahme eines Nano-LC-Systems	G2228-68700
<b>Kit für die Hinterkolbenspülung</b>		
Kit zur aktiven Dichtungsspülung	Enthält 2 Dichtungen zur Hinterkolbenspülung, 2 Pumpendichtungen, peristaltische Pumpe (enthält Pumpenkassette und Motor), 2 Dichtungshalter, 2 Stützringeinheiten, Werkzeug zum Einsetzen der Dichtung und Silikonschlauch	G1311-68711
Kit zur aktiven Dichtungsspülung	Enthält 4 Dichtungen für Hinterkolbenspülung, 4 Pumpendichtungen, 2 peristaltische Pumpen (mit Pumpenkassette und Motor), 4 Dichtungshalter, 4 Stützringeinheiten, Werkzeug zum Einsetzen der Dichtung und Silikonschlauch	G1312-68711
Kit zur kontinuierlichen Hinterkolbenspülung Für 1100/1200/1200 RRLC-Pumpen	Enthält 2 Spüldichtungen, 4 m flexible Leitung, 2 Pumpendichtungen, 1 Flussregler, 2 Dichtungshalter, 2 Stützringeinheiten, 20-mL-Luer-Lock-Spritze, Montagewerkzeug für Dichtungen und Schleifpapier	01018-68722
Kit zur Kolbenhinterspülung für 1260 Kapillar-/Nano-Pumpe	Enthält 3 Adapter-Luer/Spitzen, 2 Filmdichtringe, 1 Einsetz-Werkzeugsatz, 2 Pumpendichtungen, 1 Schlauchklemme, 2 Kolbenhinterspülungen, 1 Spritze, 2 Stützringe 1290 Infinity LC mit Kolbenhinterspülung, 2 Dichtungshalter für 1290 Infinity LC und 2 Stützringe für Dichtungshalter 1290 Infinity	G1376-60005
PM-Kit zur Dichtungsspülung Für 1260 Infinity LC-Pumpen	Enthält 2 PTFE-Spüldichtungen (Best.-Nr. 0905-1175), 2 Dichtungen für Hinterkolbenspülung (Best.-Nr. 01018-07102)	G1310-68742
PM-Kit für Kolbenhinterspülung	Enthält 2 Spüldichtungen und 1 Packung mit 6 Spüldichtungsscheiben	G1310-68731
<b>Kits für die vorbeugende Wartung</b>		
Für 1260 Infinity isokratische oder quaternäre LC-Pumpen und 1220-Pumpen	Enthält 1 PTFE-Pumpendichtung (Best.-Nr. 0905-1503), PTFE-Fritten, 5 St. (Best.-Nr. 01018-22707), 1 Dichtungskappe (Best.-Nr. 5067-4728)	G1310-68741
Für 1260 Infinity binäre LC-Pumpe	Enthält 1 PTFE-Pumpendichtung (0905-1503), 5 St. PTFE-Fritten (01018-22707), 1 Dichtungskappe (5067-4728), 10 St. Siebe für Auslassventil (5063-6505)	G1312-68741
Für 1100/1200 isokratische oder quaternäre Pumpen	Enthält Kolbendichtung, PTFE-Fritten, 2 Golddichtungen, 2 Kappen für Auslassventile und 2 Dichtungskappen	G1310-68730
Für 1290 Infinity Pumpe	Enthält Austauschwerkzeug für Pumpendichtung, Drehmomentschlüssel und Inbus-Bit	5067-4699
Für Bio-Inert quaternäre Pumpe	Enthält bioinerte Kolbendichtung, 5 St. PTFE-Fritten, Dichtungskappeneinheit, Filmdichtring, peristaltische Pumpe, Silikonschlauch, bioinerte Spüldichtung	G5611-68741

(Wird fortgesetzt)



Pumpen-Starterkit, G1311-68710