



Übersicht über die Agilent Probenflaschen und deren Füllvolumen

Schraubverschluss-Probenflaschen mit weiter Öffnung (9 mm)




Abmessungen:	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm
Empfohlener Füllstand:	1.5 mL	1.2 mL	250 µL	1.3 mL
Bestellnummer:	5182-0714	5183-2030	5188-6591	5184-3550
Empfohlene Kappe:	5182-0717	5182-0717	5182-0717	5182-0717

Schraubverschluss-Probenflaschen mit enger Öffnung (8 mm)




Abmessungen:	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm
Empfohlener Füllstand:	1.5 mL	250 µL
Bestellnummer:	5183-4428	5188-2788
Empfohlene Kappe:	5183-4442	5182-0552

Polypropylen-Probenflaschen




Abmessungen:	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm
Empfohlener Füllstand:	250 µL	250 µL	250 µL	250 µL	0.7 mL
Bestellnummer:	9301-0977	5190-2242	5188-5390	5182-0717	5182-0567
Empfohlene Kappe:	5182-0552	5182-0717	5188-5390	5182-0717	5182-0552
		Glass Insert		Glass Insert	

Bördelkappen-Probenflaschen mit weiter Öffnung (11 mm)




Abmessungen:	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm
Empfohlener Füllstand:	1.5 mL	1.2 mL	0.7 mL	250 µL	250 µL	1.3 mL	1.2 mL
Bestellnummer:	5181-3375	5182-3454	5182-0567	9301-0978	9301-0977	5184-3551	5185-5821
Empfohlene Kappe:	5182-0552	5182-0552	5182-0552	5182-0552	5182-0552	5182-0552	5182-0552

Einsätze für Probenflaschen mit weiter Öffnung (11 mm und 9 mm)




Abmessungen:	30 mm x 5.6 mm	31 mm x 5.6 mm	31 mm x 5.6 mm
Empfohlener Füllstand:	250 µL	250 µL	300 µL
Bestellnummer:	5181-1270	5183-2085	5181-3377
Empfohlene Kappe:			

Einsätze für Probenflaschen mit enger Öffnung (8 mm)



Abmessungen:	28 mm x 4.8 mm	31 mm x 4.8 mm	31 mm x 4.8 mm
Empfohlener Füllstand:	150 µL	150 µL	150 µL
Bestellnummer:	5183-2088	5183-2089	5183-2090
Empfohlene Kappe:			

Probenflaschen mit Schnappverschluss und weiter Öffnung




Abmessungen:	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm
Empfohlener Füllstand:	1.7 mL	1.4 mL	0.7 mL	0.3 mL	0.3 mL
Bestellnummer:	5182-0544	5183-4510	5182-0567	9301-0978	9301-0977
Empfohlene Kappe:	5182-3458	5182-3458	5182-3458	5182-3458	5182-3458

Headspace-Probenflaschen




Abmessungen:	75 mm x 22 mm	45 mm x 22 mm	75 mm x 22 mm	45 mm x 22 mm
Empfohlener Füllstand:	20 mL	10 mL	20 mL	10 mL
Bestellnummer:	5182-0837	5182-0838	5183-4474	5183-4475
Empfohlene Kappe:	5183-4477	5183-4477	5183-4477	5183-4477

Miniprobe-n-flaschen



Abmessungen:	–	–
Empfohlener Füllstand:	500 µL	700 µL
Bestellnummer:	5180-0806	5180-0805
Empfohlene Kappe:	5180-0842	5180-0842

Spezielle Probenflaschen Großvolumige Probenflaschen



Abmessungen:	37 mm x 22 mm	45 mm x 15 mm	37 mm x 22 mm
Empfohlener Füllstand:	6 mL	4 mL	6 mL
Bestellnummer:	9301-1419	5183-4448	9301-1377
Empfohlene Kappe:	9301-1425	5183-4464	9301-1379

Alle Probenflaschen sind in Braun erhältlich.