

Einlass-Systeme

Agilent Einlass-Convenience-Kits

Mit den Vorteilspaketen bestellen Sie ganz bequem mit nur einer Katalognummer alle benötigten Teile. Die neuen Agilent Kits für die vorbeugende Wartung enthalten Septa, Liner, O-Ringe, Golddichtungen und Filter.

Agilent Einlass-Convenience-Kits

Beschreibung	Best.-Nr.
QuickPick Splineinlasswartungskit Beinhaltet 5 nicht klebende BTO-Septa, 1 Split-Liner, 1 nicht klebender Liner-O-Ring und 1 Einlass-Golddichtungskit	5188-6493
QuickPick Splitauslass- und Einlasswartungskit Beinhaltet 5 nicht klebende BTO-Septa, 1 Split-Liner, 1 nicht klebender Liner-O-Ring, Einlass-Golddichtungskit und Splitauslassfilter mit 2 O-Ringen	5188-6496
QuickPick Splitlos-Einlasswartungskit Beinhaltet 5 nicht klebende BTO-Septa, 1 Splitlos-Liner, 1 nicht klebender Liner-O-Ring und 1 Einlass-Golddichtungskit	5188-6494
QuickPick Splitauslass und Einlasswartungskit Beinhaltet 5 nicht klebende BTO-Septa, 1 Splitlos-Liner, 1 nicht klebender Liner-O-Ring, Einlass-Golddichtungskit und Splitauslassfilter mit 2 O-Ringen	5188-6497
QuickPick Purged Packed Einlasswartungskit Enthält 5 nicht klebende BTO-Septa, 1 O-Ring, 1 Ferrule und 1 Einmal-Glasliner	5188-6498
Splitauslassfilter-Wartungskit für Splitauslassleitung für Split/Splitlos, flüchtige Substanzen und PTV Septumlos-Einlass Beinhaltet 1 Kartusche und 2 O-Ringe	5188-6495



QuickPick Splitlos-Wartungskit,
5188-6497



QuickPick Purged Packed Einlasswartungskit,
5188-6498



Splitauslassfilter-Wartungskit,
5188-6495