



Ultra Inert Liner mit Glaswolle, einseitig konisch, 5190-2293



Agilent Ultra Inert Liner

Agilent Ultra Inert Liner









Agilent Ultra Inert Liner passen perfekt zu den Agilent J&W Ultra Inert GC-Säulen. Sie bieten reproduzierbare Inertheit mit jedem neuen Liner, die über eine Probensequenz hinweg und für eine Auswahl verschiedener Analyten erhalten bleibt. Die Entwicklung der Ultra Inert Liner von Agilent erfolgte anhand verschiedener Tests, die speziell zur Gewährleistung der Einheitlichkeit der Chargen konzipiert wurden. Diese Tests werden auch bei der Fertigung und Zertifizierung eingesetzt.



- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit der Liner von Charge zu Charge
- Geringes bis kein Bluten oder Hintergrundrauschen
- Beste Abdeckung, was die Verwendung von Glaswolle sogar mit hochgradig aktiven Verbindungen erlaubt

Nur die Ultra Inert Liner werden in der exklusiven berührungsfreien Verpackung von Agilent mit einem vorinstallierten, vorgereinigten, konditionierten und nicht klebenden plasmabehandelten O-Ring geliefert. Die berührungsfreie Verpackung erleichtert das Entfernen des alten Liners und die Installation des neuen, reinen, vorkonditionierten Liners, ohne das Risiko einer Kontamination durch Berührung.

Agilent Ultra Inert Liner

Beschreibung	Volumen (µL)	ID (mm)	1 St.	5 St.	25 St.	100 St.*
Split-Einlass-Liner						
 Ultra Inert Liner mit Glaswolle, geringer Druckabfall	870	4	5190-2295	5190-3165	5190-3169	5190-3173
 Ultra Inert Liner mit Glaswolle, gerade	990	4	5190-2294	5190-3164	5190-3168	5190-3172
Splitlos-Einlass-Liner						
 Ultra Inert Liner, einseitig konisch	900	4	5190-2292	5190-3162	5190-3166	5190-3170
 Ultra Inert Liner mit Glaswolle, einseitig konisch	900	4	5190-2293	5190-3163	5190-3167	5190-3171
 Ultra Inert Splitlos-Liner, beidseitig konisch, keine Glaswolle	800	4	5190-3983	5190-4007		
 Ultra Inert Splitlos-Liner, mit Verwirbelungszone	200	2	5190-2297	5190-4006		
 Ultra Inert Liner, gerade	62	1	5190-4047			
 Ultra Inert Liner, gerade, für SPME	35	0,75	5190-4048			

*Die 100-Stück-Ausführung wird nicht in der berührungsfreien Verpackung geliefert. O-Ringe müssen separat bestellt werden.

TIPP

Beseitigen Sie das Kontaminationsrisiko durch eine berührungsfreie Verpackung.



Ultra Inert Einlass-Liner werden in der exklusiven berührungsfreien Verpackung von Agilent mit einem vorinstallierten, vorgereinigten, konditionierten und nicht klebenden, plasmabehandelten O-Ring geliefert. Jetzt können Sie schnell und leicht den neuen, reinen Liner installieren – ohne Suchen nach der O-Ring-Packung oder das Risiko einer Kontamination durch Berühren.

Wie die berührungsfreie Verpackung funktioniert, sehen Sie unter www.agilent.com/chem/touchless