

Agilent CrossLab Zubehör für GC-Systeme von Shimadzu

Säulenferrulen

Ferrulen für Kapillarsäulen

Modul	Anschluss- stückgröße (Zoll)	Ferrulen-ID (mm)	Säulen-ID (mm)	Loch	Einheit	Ähnlich wie OEM Best.-Nr.	Agilent CrossLab Best.-Nr.
Ferrulen für Kapillarsäulen, 85 % Vespel/15 % Graphit							
QP5000/5050 Standard-MS	1/16	0,3	0,18 oder kleiner	1	10 St.	220-90700-01	8001-0224
	1/16	0,4	0,25	1	10 St.	220-90700-02	8001-0221
	1/16	0,5	0,32	1	10 St.	220-90700-03	8001-0222
	1/16	0,8	0,53	1	10 St.	220-90700-04	8001-0223
QP2010	1/16	0,4	0,25	1	10 St.	220-90418-14	8010-0310
	1/16	0,4	0,25	2	10 St.	225-19056-00	8010-0312
	1/16	0,5	0,32	1	10 St.	220-90418-15	8010-0311
	1/16	0,8	0,53	1	10 St.	220-90418-18	8010-0313
Graphit-Ferrulen für Kapillarsäulen							
2010, 2010 Plus, 2014, 17A, 14A	1/16	0,4	0,25	1	10 St.	220-90765-00	8001-0211
	1/16	0,5	0,32	1	10 St.	221-32126-05	8001-0212
	1/16	0,8	0,53	1	10 St.	221-32126-08	8001-0213

Ferrulen für gepackte Säulen

Modul	Anschluss- stückgröße (Zoll)	Ferrulen-ID (Zoll)	Säulen-AD (Zoll)	Loch	Einheit	Ähnlich wie OEM Best.-Nr.	Agilent CrossLab Best.-Nr.
Ferrulen für gepackte Säulen, 85 % Vespel/15 % Graphit							
QP5000/5050 Standard-MS	1/4	1/4	1/4	1	10 St.	225-09028-00	8010-0314
QP5000/5050 Wide Bore-MS	1/16	1/16	1/16	1	10 St.	220-90418-28	8010-0315
QP2010	1/16	1/16	1/16	1	10 St.		8010-0315
17A	5 mm	5 mm	5 mm AD	1	10 St.	221-46403-92	8001-0214

Agilent CrossLab Produktempfehlungen sind wirkliche Alternativen zu den jeweiligen Produkten der Originalhersteller. Die Agilent CrossLab Produkte eignen sich für die entsprechenden Geräte der Originalhersteller, können sich in ihrem Design jedoch manchmal geringfügig vom Originalprodukt unterscheiden. Alle CrossLab Zubehörprodukte werden mit einer 90-tägigen Garantie sowie Geld-zurück-Garantie geliefert.



Graphit-Ferrulen für Kapillarsäulen, 8001-0213