



5975 MSD

**Verbrauchsmaterial für die Reinigung und Wartung**

<b>Beschreibung</b>	<b>Best.-Nr.</b>
Wartungskit für ein Jahr (für Diffusionspumpensysteme)	5183-2096
Enthält Big Universal Trap für He (1/8"), Schleifpapier (5 St.), fusselfreie Tücher (15 St.), Wattestäbchen (100 St.), SantoVac Ultra, 18,5 mL (2 St.), Vorpumpenöl (1 L), Filamentsatz, Octafluornaphthalin (OFN)	
Nylonhandschuhe, fusselfrei, groß, 1 Paar	8650-0030
Nylonhandschuhe, fusselfrei, klein, 1 Paar	8650-0029
Fusselfreie Industrieputztücher, 100 % Baumwolle, 9" x 9", 300 St.	9310-4828
Reinigungskit für Ionenquelle	5181-8863
Enthält fusselfreie Tücher (15 St.), Schmirgelpapier (5 St.), Baumwollstäbchen (100 St.), fusselfreie Nylonhandschuhe, Korundpulver zum Schleifen	
Tuch, fusselfrei, 15 St.	05980-60051
Baumwollstäbchen, 100 St.	5080-5400
Schleifpapier, Aluminiumoxid-Schmirgelpapier, grün, 600-Mesh, 5 St.	5061-5896
Korund-Schleifpulver, 1 kg	8660-0791
PFTBA-Probe, zertifiziert, 10 g, 5,32 mL	8500-0656
Ersatz-Glasprobenflasche für die PFTBA- und PFDTD-Testprobe	G3170-80002
Ersatz-Glasprobenflasche für die PFTBA- und PFDTD-Testprobe	05980-20018
Aktiviertes Aluminiumoxid, Absorbensgranulat für Edwards Vorpumpenfilter, nicht für LC/MS, 1-lb-Behälter	8500-1233
MSD-Werkzeugkit, 5975/5973	G1099-60566
Enthält Quellenhalter, fusselfreies Tuch, Wattestäbchen, fusselfreie Nylon-Handschuhe, Schleifpapier, Schraubenschlüssel und Schraubendreher	
MSD-Werkzeugkit, 5972/5971	05971-60561
Enthält kleinen Reinigungsstab, großen Reinigungsstab, Quellenhalter, Wattestäbchen, fusselfreie Nylon-Handschuhe, Schleifpapier, Schraubenschlüssel und Schraubendreher	

(Wird fortgesetzt)