

Normalphasen-Säulen auf ZORBAX Rx-SIL-Basis

Hardware	Beschreibung	LC Säulenabm. (mm)	Partikelgröße (µm)	Rx-SIL** USP L3	Eclipse XDB-CN USP L10
Standardsäulen (keine besondere Hardware erforderlich)					
	Semi-Präp.	9,4 x 250	5	880975-201	
	Analytisch	4,6 x 250	5	880975-901	990967-905*
	Analytisch	4,6 x 150	5	883975-901	993967-905*
	Rapid Resolution HT, 600 bar	4,6 x 100	1,8	828975-901	
	Rapid Resolution HT, 600 bar	4,6 x 50	1,8	827975-902	
	Rapid Resolution HT, 600 bar	3,0 x 100	1,8	828975-301	
	Rapid Resolution HT, 600 bar	3,0 x 50	1,8	827975-301	
	Narrow Bore	2,1 x 150	5	883700-901	993700-905*
	Rapid Resolution HT, 600 bar	2,1 x 100	1,8	828700-901	
	Rapid Resolution HT, 600 bar	2,1 x 50	1,8	827700-901	
Vorsäulen (Hardware erforderlich)					
	Vorsäulenkartuschen, 2 St.	9,4 x 15	5	820675-119	
	Vorsäulenkartusche, 4 St.	4,6 x 12,5	5	820950-919	820950-935
	Vorsäulenkartuschen, 4 St.	2,1 x 12,5	5	821125-919	821125-935
	Vorsäulen Hardware-Kit	9,4 x 15		840140-901	
	Vorsäulen Hardware-Kit			820999-901	820999-901
PrepHT-Kartuschensäulen (Endfitting-Kit 820400-901 erforderlich)					
	PrepHT Kartusche	21,2 x 250	7	877250-101	
	PrepHT Endfittings, 2 St.			820400-901	
	PrepHT Vorsäulenkartusche, 2 St.	17,0 x 7,5	5	820212-919	
	Vorsäulenkartuschen-Hardware			820444-901	

*Diese Säulen werden in Reversed-Phase-Lösungsmittel geliefert. Sie sind vor der Verwendung von Normalphasen-Lösungsmittel mit Isopropanol zu spülen.

**Diese Säulen können auch im HILIC-Modus benutzt werden.