

ORS-Gasreinigung

Beschreibung	Best.-Nr.
Agilent Gas Clean GC/MS-Filter	CP17973
Viton O-Ringe für die Anschlusseinheit, zwei Sätze	CP7983



Agilent Gas Clean GC/MS-Filter, CP17973

Gasregler – nur USA-Markt

Beschreibung	Best.-Nr.
Druckregler für Helium	0101-1398
Druckregler für Wasserstoff	0101-1399
Regulator für Argongas	0101-1400
Regler für NH ₃ /He Gas	5188-5374

Verbindungsstücke für Gasleitung für 7500 Serie

Beschreibung	Spezifikationen	Zur Verwendung	7500 Best.-Nr.
Verbindungsstück für Endkappe und Gasleitung		Für die Verbindung der Gasleitung zum Zerstäuber	5063-5263
Verbindungsstücke für Plasma-/Hilfsgasleitungen, PTFE	6 mm und 4 mm	Für die Verbindung der Gasleitung und Fackel	G1820-65027
Verbindungsstück für Zerstäubergasleitung, PTFE	4-mm-Schlauch, enthält Ferrule und O-Ring	Für Verbindung der Gasleitung mit Babington-Zerstäuber	G1820-65214
Verbindungsstück für Zerstäubergasleitung, Polypropylen	4-mm-Schlauch, enthält Ferrule und O-Ring	Für den Anschluss der Gasleitung an den konzentrischen Zerstäuber	G1820-65052
Verbindungsstück für Makeup-Gas, Polypropylen, 2 St.	4-mm-Schlauch	Verbindung Gasleitung – Crossflow/Babington-Zerstäuber	G1820-65119
Anschluss für Make-up-Gas-Leistung, Polypropylen	4-mm-Schlauch, Luer-Typ	Verbindung Gasleitung – Crossflow/Babington-Zerstäuber	G1833-65477
Fitting für Verbindungsstück	4-mm-Schlauch	Für PFA-konzentrischen Zerstäuber	5064-8078



Polypropylen-Verbindungsstück,
G1820-65052



Polypropylen-Verbindungsstück,
G1820-65214



Verbindungsstück für Makeup-Gas,
G1820-65119