

8453 – Ersatzteile und Zubehör



Deuterium-Lampeneinheit, 2140-0605



Wolfram-Lampeneinheit, G1103-60001



Optische Filter, Kit, G1120-68707



Rührmodulkit, G1120-60006

Spektrophotometerlampen

| Beschreibung | Best.-Nr. |
|-------------------------------|-------------|
| Deuterium-Lampeneinheit, 8453 | 2140-0605 |
| Wolfram-Lampeneinheit | G1103-60001 |

G1120A Zubehör für Küvettenwechsler, 8 Positionen

| Beschreibung | Best.-Nr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Optischer Filterkit: Verhindert, dass lichtempfindliche Proben mit UV-Licht bestrahlt werden (265 und 295 nm Cut-Off- und UV Roll-Off Filter). | G1120-68707 |
| Rührermodulkit Der Rührer wird mittels umlaufendem Wasser eines Wasserbades angetrieben (nicht enthalten). | G1120-60006 |
| Magnetrührstab, 2 St. für 10 x 10 mm (B x T) Küvetten, 2 St. | 9301-1161 |
| Justierwerkzeug für Mehrfachküvettenwechsler | 89075-23800 |
| Plastikabdeckungskit | G1120-68708 |