

**Pumpenkits**

Beschreibung	Kit-Inhalt	Best.-Nr.
<b>Kits für die vorbeugende Wartung</b>		
Für binäre Pumpe	Enthält 4 Kolbendichtungen, PTFE-Fritten, 2 Siebe und 3 Dichtungskappen	G1312-68730
Für Kapillarpumpe G1376A	Enthält 4 Pumpendichtungen, 4 Dichtungskappen, 1 Edelstahlfritte und 4 Kappen für Auslassventile	G1376-68710
Für präparative 1100/1200-Pumpe und 1260 Infinity präparative LC-Pumpe	Enthält 1 Filtereinsatz (Best.-Nr. 3150-0942), 4 Dichtungsflansche (Best.-Nr. 5022-2188), 1 Filtereinheit (Best.-Nr. 5022-2192), 1 peristaltische Pumpe	G1361-68710
Für manuelle Probengeber der Serie 1120	Enthält 1 Kolbendichtung, 5 PTFE-Fritten, 1 PEEK-Rotordichtung und 2 Dichtungskappeneinheiten	G4280-68710
Für manuelle Probengeber der Serie 1220	Enthält Kolbendichtungen, PTFE-Fritten, Rotordichtung und 2 Dichtungskappeneinheiten	G4280-68750
Für automatische Probengeber der Serie 1220	Enthält Kolbendichtungen, PTFE-Fritten, Rotordichtung, 2 Dichtungskappeneinheiten, Nadel und Nadelsitz	G4280-68770
Für automatische Probengeber der Serie 1120	Enthält 1 Kolbendichtung, 5 PTFE-Fritten, 1 Vespel-Rotordichtung, 1 Nadel, 1 Nadelsitz und 2 Dichtungskappeneinheiten	G4280-68730
Erweitertes PM-Kit Für 1100/1050/1200-Pumpen	Enthält 2 Kolbendichtungen (Best.-Nr. 5063-6589), PTFE-Fritten, 5 St. (Best.-Nr. 01018-22707), Kartusche für aktives Einlassventil (Best.-Nr. 5062-8562), Auslasskugelventil (Best.-Nr. G1312-60067) und 2 Kolben (Best.-Nr. 5063-6586)	5065-4499

**Zubehörkits**

Zubehörkit für 1260 Infinity binäre LC-Pumpe	Enthält 1 Schlaucheinheit (Best.-Nr. 5063-6527), 1 CAN-Kabel (Best.-Nr. 5181-1519), 1 RRLC-Systemkonfigurator, 1 Edelstahlkapillare, 400 x 0,17 mm (Best.-Nr. G1312-87303), 1 Edelstahlkapillare, 700 x 0,17 mm (Best.-Nr. G1312-87304)	G1312-68755
1100/1200 Pumpenzubehör-Kit	Enthält 3 Schraubenschlüssel, 5 PTFE-Fritten, Schlauch, Kapillare und Anti-Statik-Armband	G1311-68705
Pumpenkonfigurationskit für G1312B mit 2-Positionen/6-Anschlüsse-Ventil G1158B	Enthält Seitenabdeckung mit fester Schiene, obere und rechte Abdeckung für das Pumpengehäuse und 6 Verbindungskapillaren. Ermöglicht das automatische Wechseln zwischen verschiedenen Verweilvolumina (Delay-Volumina) zur Systemoptimierung für Säulen mit einem ID von 2,1 mm oder 4,6 mm.	G1312-68726
Kapillarpumpen-Zubehörkit	Enthält Spülventil und Halterung, Innensechskantschlüssel 2,5 und 3 mm, 2 Schraubenschlüssel 1/2" x 1/16", Schraubenschlüssel 1/4" x 5/16" und 14 mm, Handgelenkband, Drehmomentadapter und Edelstahlfritte 0,5 µm	G1376-68705
Zubehörkit für Präp. Pumpe/Gradient G1361A	Enthält Edelstahl-Verbindungskapillaren, Lösungsmittelmischer, 2-L-Lösungsmittelflaschen, Flaschenaufsatz, Filter, Glasabsperrhahn, Edelstahl-Verbindungsstück, Schläuche und weitere Teile	G1361-68707
Zubehörkit zum Online-Entgaser	Enthält 8 Schrauben, 8 Reduzierstücke, 4 Marker, Schlauch, Spritze und Spritzenadapter	G1322-68705
Kit für erweiterten Flussbereich (100 µL/min)	Enthält alle Teile für eine Durchflussrate von 20 µL/min bis zu 100 µL/min in einem Kapillar-LC-System	G1376-68707
Manuelles präp. Injektionsventil-Kit, Edelstahl	Enthält Positionserkennung, 10 mL-Schleife, 25 mL-Spritze, Montagehalterungsring, Startkabel und Edelst.-Verbindungskapillaren mit 0,5 mm ID, 40 cm und 60 cm	5065-9922



Auslasskugelventil, G1312-60067