

## Automatische Probengeber-Kits

### Automatische Probengeber-Kits

Beschreibung	Kit-Inhalt	Best.-Nr.
<b>Kits für die vorbeugende Wartung</b>		
Für automatische Probengeber G1329B	Enthält PEEK-Rotordichtung, Nadelsitz, Nadel	G1313-68719
Für Probengeber G1313A, G1329A	Enthält 1 Vespel-Rotordichtung, 1 Nadelsitz, 1 Nadel, 2 Dosierdichtungen und 15 Fingerkappen	G1313-68709
Für Probengeber G1313A, G1329A	Enthält 1 Vespel-Rotordichtung, 1 Nadelsitz, 1 Nadel	G1313-68730
Für Probengeber G1367A/B	Enthält 1 Vespel-Rotordichtung, 1 Nadelsitz, 1 Nadel, 1 Kartusche für peristaltische Pumpe, 1 Dichtungsmutter	G1367-68730
Für automatische Probengeber G1367C/D	Enthält 1 Nadeleinheit, 1 Nadelsitz für geringe Probenverschleppung, 1 peristaltische Pumpe, 1 Rotordichtung	G1367-68734
Für automatischen Probengeber G1367E	Enthält PEEK-Rotordichtung, Nadelsitz, Nadel, Kartusche für die peristaltische Pumpe, Dosierdichtung	G1367-68741
Für manuelle Probengeber der Serie 1220	Enthält Kolbendichtungen, PTFE-Fritten, Rotordichtung und 2 Dichtungskappeneinheiten	G4280-68750
Für automatische Probengeber der Serie 1220	Enthält Kolbendichtungen, PTFE-Fritten, Rotordichtung, 2 Dichtungskappeneinheiten, Nadel und Nadelsitz	G4280-68770
Für manuelle Probengeber der Serie 1120	Enthält 1 Kolbendichtung, 5 PTFE-Fritten, 1 PEEK-Rotordichtung und 2 Dichtungskappeneinheiten	G4280-68710
Für automatische Probengeber der Serie 1120	Enthält 1 Kolbendichtung, 5 PTFE-Fritten, 1 Vespel-Rotordichtung, 1 Nadel, 1 Nadelsitz und 2 Dichtungskappeneinheiten	G4280-68730
Für automatischen Probengeber G4226A HiP	Enthält 1 Nadelsitz, 1 Nadel, 1 2-Positionen/6-Kanal-Rotor, 1 peristaltische Pumpe, 1 Dosierdichtung	G4226-68735
Erweitertes Kit zur vorbeugenden Wartung für Probengeber G1313A, G1329A	Enthält 1 Vespel-Rotordichtung, 1 Nadelsitz, 1 Nadel, 1 Dosierdichtung, 1 Stator-Oberteil	5065-4498

(Wird fortgesetzt)



Wartungskit,  
G1313-68709



Kit zur vorbeugenden Wartung für  
manuelle Probengeber der Serie 1220,  
G4280-68750