



Vakuumentgaser der Serie 1200



Montagewerkzeug, 0100-1710



Schneider für Kunststoffkapillaren, 8710-1930



Ferrulen und Ringe, 5063-6598



PPS-Muttern, 5063-6599

## Vakuumentgaser

Ein Vakuumentgaser wird empfohlen für:

- Maximale Empfindlichkeit im unteren UV-Wellenlängenbereich.
- Große Injektorpräzision
- Hohe Reproduzierbarkeit der Retentionszeit
- Flussraten unter 0,5 mL/min

## Wartung des Vakuumentgasers

- Zur Reinigung des Entgasers spülen Sie das System mit Isopropanol
- Nach Verwendung von Puffern spülen Sie den Entgaser mit Wasser
- Sie können den Wechsel der Lösungsmittel im Entgaser und in den Schläuchen beschleunigen, indem Sie ein Spritzen-Adapter-Kit verwenden

## Vakuumentgaser

Beschreibung	Anschluss	Best.-Nr.
Schlauch-Kit (vom Entgaser zur Pumpe), 4 St., 30-cm-Schlauch mit Schrauben und Reduzierstücken	Für G1322A, G1379A/B	G1322-67300
Einlassschlauch	Für die Agilent 1260 Infinity Quaternäre Pumpe VL	5067-5378
Montagewerkzeug für flanschlose Muttern	Für G1322A, G1379A/B	0100-1710
Schneider für Kunststoffkapillaren	Für G1322A, G1379A/B	8710-1930
Tefzel-Ferrulen und Edlest.-Sperrringe, 1/8", 10 St.	Für G1322A, G1379A/B	5063-6598
PPS-Muttern, für 1/8", 1/4-28-Gewinde, 10 St.	Für G1322A, G1379A/B	5063-6599
Verbindungsstück, 1/4-28-Gewinde, Polypropylen	Für G1322A, G1379A/B	5022-2155
PTFE-Lösungsmittelschlauch, 5 m, 1,5 mm ID, 3 mm AD	Für G1322A, G1379A/B	5062-2483
Einwegspritzen 20 mL, 10 St.	Für G1322A	5062-8534
Spritzenadapter, 1/16" AD, Länge 2"	Für G1322A	9301-1337
Mikro-Vakuumentgaser, Schlauchkit	Für G1379A	G1379-67310
Mikro-Vakuumentgaser, Schlauchkit	Für G1379B	5042-8922
Zubehörkit zum Online-Entgaser Enthält 8 Schrauben, 8 Reduzierstücke, 4 Marker, Schlauch, Spritze und Spritzenadapter	Für G1322A, G1379A/B	G1322-68705
Vakuumkammer (2 Kanäle)	Für G1379A, G1379B	5067-4798
Schlauchkit für 5067-4798 Vakuumkammer	Für G1379A, G1379B	5067-5380
Vakuumkammer-Ersatzkit Enthält 2 x 5067-4798 und 1 x 5067-5380	Für G1379A, G1379B	5067-5383