



Brennerkopf:

Thermoelektrische Zündsicherung.
Nach Verlöschen der Flamme schließt
das Thermo Sicherheitselement die
Gaszufuhr des Magnetverschlusses.
Mit der Zündflamme wird die
Hauptflamme gezündet.

Burner head:

Thermo electric safety pilot.
After extinction of the flame the
thermo safety element closes the
gas supply of the magnet breech.
The pilot flame fires the main flame.



Thermo Sicherheitselement:

Der Magnetverschluss wird über das Thermoelement
gesteuert und öffnet oder schließt die Gaszufuhr.

Thermo safety element:

The magnet breech is managed by the Thermo
safety element and opens or closes the gas supply.



Sicherheitsbrenner mit Nadelventil

Thermo-Sicherheitselement

(Bimetall-Flammenfühler mit Magnetverschluss)

Luftregulierung, Zündflamme/Sparflamme, max. 1300 °C

Rutschfester Gummibelag unter dem Fuß.

Safety gas burner with needle valve

Thermo Safety-Element (Bimetal-flame-magnet breech)

Air regulation, pilot flame, max. 1300 °C

Anti-slip rubber coating under the base.

Material	D	C	KW	Typ	mbar	g/h	Artikel Nr.
Ms-Ni	78	180	1,53	Erdgas	23	120	7400S
Ms-Ni	78	180	2,36	Propan	60	180	7410S

