


8445




Sandbadschale mit 2 Griffen Bowl with 2 handles

Material	C	D	ML	Artikel Nr.
18/10-Stahl	120	220	2700	8445
18/10-Stahl	140	260	4000	8446
18/10-Stahl	180	320	9500	8447
18/10-Stahl	190	360	12000	8448



8560



Abdampfschale mit Kontaktboden

Mit Kontaktboden für Heizplatten und Magnetrührer.

Evaporating dish with special bottom

With contact bottom for heating plates and magnetic stirrers.

Mit Kontaktboden für Heizplatten und Magnetrührer.
With contact bottom for heating plates and magnetic stirrers.

Material	C	D	ML	Artikel Nr.
18/10-Stahl	35	70	125	8560
18/10-Stahl	45	85	250	8561
18/10-Stahl	55	110	500	8562
18/10-Stahl	70	140	1000	8563
18/10-Stahl	105	160	2000	8564
18/10-Stahl	160	200	5000	8565

Abdampfschalen, flache Form Evaporating dishes, flat shape

Material	C	D	ML	Artikel Nr.
18/10-Stahl	20	60	50	8570
18/10-Stahl	20	70	75	8571
18/10-Stahl	20	80	100	8572



8570

