

Eppendorf Conical Tubes 15 mL und 50 mL

Beschreibung

Die Conical Tubes 15 mL und 50 mL erweitern den Volumenbereich der Eppendorf Tubes®. Sicheres Design und einfache Handhabung sorgen für eine exzellente Probenverarbeitung. Sie stellen die optimale Lösung für Zellkultur- und Zellbiologieanwendungen sowie für Probenvorbereitungsprotokolle in Mikrobiologie- und Molekularbiologielaboren dar. Ob Zentrifugation, Mischen oder andere Anwendungen – die Eppendorf Conical Tubes 15 mL und 50 mL passen perfekt in Ihre Arbeitsabläufe.

Hochwertiges Rohmaterial und Verzicht auf Entformungshilfen, Weichmacher und Biozide während der Herstellung garantieren

- > höchste Probenintegrität
- > hohe g-Safe®-Zentrifugationsbeständigkeit
- > optimale Proben- und Pelletsichtbarkeit

Deckel mit abgeflachten und gerillten Seiten

- > unterstützt die anwenderfreundliche, ergonomische Handhabung
- > ermöglicht eine stabile, aufrechte Positionierung
- > minimiert das Kontaminationsrisiko

Zuverlässiges und sicheres Beschriften dank eines großen Beschriftungsfelds auf dem Gefäß und eines flachen, hellen Deckels

Hohe Maßgenauigkeit für maximale Kompatibilität mit Zentrifugenrotoren, Mixern und Schüttlern

Zertifizierte Reinheit

- > für jede Charge sind individuelle Reinheitszertifikate erhältlich

Anwendungen

- > Praktische und sichere Zellkulturanwendungen
- > Probenvorbereitung in Mikrobiologie- und Molekularbiologielaboren
- > Lagerung von Proben und Lösungen mit größeren Volumina
- > Herstellung von Mastermixen und Pufferlösungen




Abbildung 2: Probenverlust nach 24 Stunden horizontaler Lagerung von Ethanol bei -86 °C in verschiedenen konischen Gefäßen. Der Probenverlust ist als Prozentsatz des Anfangsgewichts vor der Lagerung angegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Application Note 343.



Eppendorf Tubes® 5.0 mL mit Schnappdeckel oder Schraubdeckel: Die ideale Ergänzung für kleinere Volumina (siehe Seite 106)

Ob Zentrifugieren, Mischen oder andere Anwendungen – die Eppendorf Conical Tubes 15 und 50 mL passen perfekt in Ihre Arbeitsabläufe

| Technische Spezifikationen | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Modell | Eppendorf Conical Tubes | Eppendorf Conical Tubes 15 mL | Eppendorf Conical Tubes 50 mL |
| Außenhöhe / Außenabmessungen | | 121 mm / 17 mm | 116 mm / 30 mm |
| Einsatztemperatur | -86 °C – 100 °C | -86 –100 °C | -86 –100 °C |

Bestellinformationen

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | Preis |
|--|--------------|----------|
| Eppendorf Conical Tubes, 15 mL | | |
| sterile, pyrogen-, DNase-, RNase- und DNA-frei, farblos, 500 Tubes (10 Beutel x 50 Tubes) | 0030 122.151 | 144,00 € |
| sterile, pyrogen-, DNase-, RNase- und DNA-frei, ambra (Lichtschutz), 200 Tubes (4 Beutel x 50 Tubes) | 0030 122.194 | 57,70 € |
| Forensic DNA Grade, farblos, 100 Tubes, einzeln verpackt | 0030 122.259 | 71,10 € |
| sterile, pyrogen-, DNase-, RNase- und DNA-frei, farblos, 300 Tubes (12 Racks x 25 Tubes) | 0030 122.160 | 159,00 € |
| Eppendorf Conical Tubes, 50 mL | | |
| sterile, pyrogen-, DNase-, RNase- und DNA-frei, farblos, 500 Tubes (20 Beutel x 25 Tubes) | 0030 122.178 | 173,00 € |
| sterile, pyrogen-, DNase-, RNase- und DNA-frei, ambra (Lichtschutz), 200 Tubes (4 Beutel x 50 Tubes) | 0030 122.224 | 70,00 € |
| Forensic DNA Grade, farblos, 48 Tubes, einzeln verpackt | 0030 122.267 | 40,60 € |
| sterile, pyrogen-, DNase-, RNase- und DNA-frei, farblos, 300 Tubes (12 Racks x 25 Tubes) | 0030 122.186 | 135,00 € |
| Eppendorf Tube Rack, 12 Plätze, 6 für 5,0-mL- und 15-mL-Gefäße und 6 für 50-mL-Gefäße, 2 Stück, Polypropylen, nummerierte Plätze, autoklavierbar | 0030 119.835 | 40,90 € |
| Eppendorf Tube Rack, 12 Plätze, für 5,0-mL- und 15-mL-Gefäße, 2 Stück, Polypropylen, nummerierte Plätze, autoklavierbar | 0030 119.827 | 40,90 € |
| DNA LoBind Tubes, DNA LoBind, 15 mL, konische Gefäße, PCR clean, farblos, 200 Tubes (4 Beutel x 50 Tubes) | 0030 122.208 | 61,80 € |
| DNA LoBind Tubes, DNA LoBind, 50 mL, konische Gefäße, PCR clean, farblos, 200 Tubes (4 Beutel x 50 Tubes) | 0030 122.232 | 74,20 € |
| Protein LoBind Tubes, Protein LoBind, 15 mL, PCR clean, farblos, 200 Tubes (4 Beutel x 50 Tubes) | 0030 122.216 | 82,40 € |
| Protein LoBind Tubes, Protein LoBind, 50 mL, PCR clean, farblos, 200 Tubes (4 Beutel x 50 Tubes) | 0030 122.240 | 95,80 € |
| Aufbewahrungsbox 5 x 5, für 25 Gefäße 15 mL, 2 Stück, Höhe 127 mm, 5 Zoll, Polypropylen, zum Einfrieren bis -86 °C, autoklavierbar, mit Deckel und Alphanumerik | 0030 140.583 | 18,30 € |
| Aufbewahrungsbox 3 x 3, für 9 Gefäße 50 mL und 4 Gefäße 15 mL, 2 Stück, Höhe 127 mm, 5 Zoll, Polypropylen, zum Einfrieren bis -86 °C, autoklavierbar, mit Deckel und Alphanumerik | 0030 140.591 | 18,30 € |

! Mehr Informationen unter www.eppendorf.com/consumables