

# Accessories



## IsoTherm-System®

- > IsoTherm-System: IsoRack (Arbeitsrack), IsoSafe (Isolierbox) und zwei IsoPacks (Kühlakkus)
- > Ideal zum Kühlen, Transportieren und Lagern von gefrorenen Proben
- > Das Prinzip der Trockeninkubation reduziert das bei klassischen Wasserbad-Inkubationen häufig auftretende Kontaminationsrisiko für sicheres Sample Handling
- > Fasst bis zu 24 Reaktionsgefäße (z. B. 0,5 mL oder 1,5 mL/2,0 mL) für hohe Flexibilität
- > Zwei Versionen von IsoPack (Kühlakku) sind verfügbar: Weiß hält 0 °C bis zu 6 Stunden lang. Blau hält -21 °C bis zu 3 Stunden lang
- > Die Racks sind stapelbar, autoklavierbar und im MTP-Rotor zentrifugierbar



## PCR-Cooler

- > Handling-System für die Erstellung, den Schutz, den Transport und die Lagerung von empfindlichen Proben – für sichere Zentrifugation
- > Eindeutige Temperaturanzeige: die Färbung des PCR cooler ändert sich, wenn die Temperatur 7 °C übersteigt
- > Für PCR-Behältnisse wie Gefäße, Streifen oder Platten für flexible Gefäßnutzung
- > Das Prinzip der Trockeninkubation reduziert das Kontaminationsrisiko für die Proben
- > Kühlt eine komplette 96-well PCR-Platte mehr als eine Stunde lang bei 0 °C (mit 2 Std. Vorkühlung bei -20 °C) zum Schutz Ihrer Proben

### Farbumschlag

Der Eppendorf PCR-Cooler ändert temperaturabhängig seine Färbung (bis zu 1 h bei 0 °C nach Vorkühlung bei -20 °C)

unter 7 °C

über 7 °C



### Bestellinformationen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
<b>IsoTherm-System®-Starter-Set</b> , enthält IsoSafe, IsoRack, IsoPack 0 °C und IsoPack -21 °C		
für 0,5-mL-Gefäße	3880 000.011	144,00 €
für 1,5-/2,0-mL-Gefäße	3880 001.018	144,00 €
<b>IsoPack- und IsoRack-Set</b> , enthält je ein IsoPack und IsoRack		
für 0,5-mL-Gefäße, 0 °C	3880 000.160	47,40 €
für 0,5-mL-Gefäße, -21 °C	3880 000.178	47,40 €
für 1,5/2,0-mL-Gefäße, 0 °C	3880 001.166	47,40 €
für 1,5-/2,0-mL-Gefäße, -21 °C	3880 001.174	47,40 €
<b>IsoSafe und IsoPack</b> , enthält 1 IsoSafe und 3 IsoPack		
für 1,5/2,0-mL-Gefäße, 0 °C	3880 001.026	158,00 €
für 1,5-/2,0-mL-Gefäße, -21 °C	3880 001.042	158,00 €

### Bestellinformationen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
<b>PCR-Cooler 0,2-mL-Starter-Set</b> , (1 × rosa, 1 × blau)	3881 000.015	95,10 €
PCR-Cooler 0,2 mL, rosa	3881 000.023	51,90 €
PCR-Cooler 0,2 mL, blau	3881 000.031	51,90 €