



Eppendorf Research® plus

Bestellinformationen							
Volumenbe- reich	Farbcode	Rel. systema- tische Messab- weichung ¹⁾	Abs. systema- tische Messab- weichung ¹⁾	Rel. zufällige Messab- weichung ¹⁾	Abs. zufällige Messab- weichung ¹⁾	Bestell-Nr.	Preis
Eppendorf Research® plus, Einkanal, fix							
10 µL	mittelgrau	±1,2 %	±0,12 µL	±0,6 %	±0,06 µL	3124 000.016	152,00 €
10 µL	gelb	±1,2 %	±0,12 µL	±0,6 %	±0,06 µL	3124 000.024	152,00 €
20 µL	hellgrau	±0,8 %	±0,16 µL	±0,3 %	±0,06 µL	3124 000.032	152,00 €
20 µL	gelb	±1,0 %	±0,2 µL	±0,3 %	±0,06 µL	3124 000.040	152,00 €
25 µL	gelb	±1,0 %	±0,25 µL	±0,3 %	±0,08 µL	3124 000.059	152,00 €
50 µL	gelb	±0,7 %	±0,35 µL	±0,3 %	±0,15 µL	3124 000.067	152,00 €
100 µL	gelb	±0,6 %	±0,6 µL	±0,2 %	±0,2 µL	3124 000.075	152,00 €
200 µL	gelb	±0,6 %	±1,2 µL	±0,2 %	±0,4 µL	3124 000.083	152,00 €
200 µL	blau	±0,6 %	±1,2 µL	±0,2 %	±0,4 µL	3124 000.091	152,00 €
250 µL	blau	±0,6 %	±1,5 µL	±0,2 %	±0,5 µL	3124 000.105	152,00 €
500 µL	blau	±0,6 %	±3,0 µL	±0,2 %	±1,0 µL	3124 000.113	152,00 €
1.000 µL	blau	±0,6 %	±6,0 µL	±0,2 %	±2,0 µL	3124 000.121	152,00 €

¹⁾ Die Daten für die Messabweichung nach EN ISO 8655 gelten nur bei Verwendung von original Eppendorf-Pipettenspitzen. Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.

Bestellinformationen								
Volumenbe- reich	Farbcode	Volumen	Rel. systema- tische Mess- abweichung ¹⁾	Abs. systemati- sche Messab- weichung ¹⁾	Rel. zufällige Messab- weichung ¹⁾	Abs. zufälli- ge Messab- weichung ¹⁾	Bestell-Nr.	Preis
Eppendorf Research® plus, Einkanal, variabel, inkl. epT.I.P.S.®-Box								
0,1 – 2,5 µL	 dunkelgrau	0,1 µL	±48,0 %	±0,048 µL	±12,0 %	±0,012 µL	3123 000.012	242,00 €
		0,25 µL	±12,0 %	±0,03 µL	±6,0 %	±0,015 µL		
		1,25 µL	±2,5 %	±0,031 µL	±1,5 %	±0,019 µL		
		2,5 µL	±1,4 %	±0,035 µL	±0,7 %	±0,018 µL		
0,5 – 10 µL	 mittelgrau	0,5 µL	±8,0 %	±0,04 µL	±5,0 %	±0,025 µL	3123 000.020	242,00 €
		1 µL	±2,5 %	±0,025 µL	±1,8 %	±0,018 µL		
		5 µL	±1,5 %	±0,075 µL	±0,8 %	±0,04 µL		
		10 µL	±1,0 %	±0,1 µL	±0,4 %	±0,04 µL		
2 – 20 µL	 hellgrau	2 µL	±5,0 %	±0,1 µL	±1,5 %	±0,03 µL	3123 000.098	242,00 €
		10 µL	±1,2 %	±0,12 µL	±0,6 %	±0,06 µL		
		20 µL	±1,0 %	±0,2 µL	±0,3 %	±0,06 µL		
2 – 20 µL	 gelb	2 µL	±5,0 %	±0,1 µL	±1,5 %	±0,03 µL	3123 000.039	242,00 €
		10 µL	±1,2 %	±0,12 µL	±0,6 %	±0,06 µL		
		20 µL	±1,0 %	±0,2 µL	±0,3 %	±0,06 µL		
10 – 100 µL	 gelb	10 µL	±3,0 %	±0,3 µL	±1,0 %	±0,1 µL	3123 000.047	242,00 €
		50 µL	±1,0 %	±0,5 µL	±0,3 %	±0,15 µL		
		100 µL	±0,8 %	±0,8 µL	±0,2 %	±0,2 µL		
20 – 200 µL	 gelb	20 µL	±2,5 %	±0,5 µL	±0,7 %	±0,14 µL	3123 000.055	242,00 €
		100 µL	±1,0 %	±1,0 µL	±0,3 %	±0,3 µL		
		200 µL	±0,6 %	±1,2 µL	±0,2 %	±0,4 µL		
30 – 300 µL	 orange	30 µL	±2,5 %	±0,75 µL	±0,7 %	±0,21 µL	3123 000.101	242,00 €
		150 µL	±1,0 %	±1,5 µL	±0,3 %	±0,45 µL		
		300 µL	±0,6 %	±1,8 µL	±0,2 %	±0,6 µL		
100 – 1.000 µL	 blau	100 µL	±3,0 %	±3,0 µL	±0,6 %	±0,6 µL	3123 000.063	242,00 €
		500 µL	±1,0 %	±5,0 µL	±0,2 %	±1,0 µL		
		1.000 µL	±0,6 %	±6,0 µL	±0,2 %	±2,0 µL		
Eppendorf Research® plus, Einkanal, variabel, inkl. epT.I.P.S.®-Probenbeutel								
0,5 – 5 mL	 lila	0,5 mL	±2,4 %	±0,012 mL	±0,6 %	±0,003 mL	3123 000.071	242,00 €
		2,5 mL	±1,2 %	±0,03 mL	±0,25 %	±0,006 mL		
		5 mL	±0,6 %	±0,03 mL	±0,15 %	±0,008 mL		
1 – 10 mL	 türkis	1 mL	±3,0 %	±0,03 mL	±0,6 %	±0,006 mL	3123 000.080	242,00 €
		5 mL	±0,8 %	±0,04 mL	±0,2 %	±0,01 mL		
		10 mL	±0,6 %	±0,06 mL	±0,15 %	±0,015 mL		

¹⁾ Die Daten für die Messabweichung nach EN ISO 8655 gelten nur bei Verwendung von original Eppendorf-Pipettenspitzen. Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.

► Pipettenservice und Wartungsverträge finden Sie auf Seite 358. Pipettenspitzen finden Sie ab Seite 38.

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.
Technische Änderungen vorbehalten.



Bestellinformationen								
Volumenbe- reich	Farbcode	Volumen	Rel. systema- tische Mess- abweichung ¹⁾	Abs. systema- tische Mess- abweichung ¹⁾	Rel. zufällige Messab- weichung ¹⁾	Abs. zufälli- ge Messab- weichung ¹⁾	Bestell-Nr.	Preis
Eppendorf Research® plus, 8-Kanal, variabel, inkl. epT.I.P.S.®-Box								
0,5 – 10 µL  mittelgrau		0,5 µL	±12,0 %	±0,06 µL	±8,0 %	±0,04 µL	3125 000.010	703,00 €
		1 µL	±8,0 %	±0,08 µL	±5,0 %	±0,05 µL		
		5 µL	±4,0 %	±0,2 µL	±2,0 %	±0,1 µL		
		10 µL	±2,0 %	±0,2 µL	±1,0 %	±0,1 µL		
10 – 100 µL  gelb		10 µL	±3,0 %	±0,3 µL	±2,0 %	±0,2 µL	3125 000.036	703,00 €
		50 µL	±1,0 %	±0,5 µL	±0,8 %	±0,4 µL		
		100 µL	±0,8 %	±0,8 µL	±0,3 %	±0,3 µL		
30 – 300 µL  orange		30 µL	±3,0 %	±0,9 µL	±1,0 %	±0,3 µL	3125 000.052	703,00 €
		150 µL	±1,0 %	±1,5 µL	±0,5 %	±0,75 µL		
		300 µL	±0,6 %	±1,8 µL	±0,3 %	±0,9 µL		
Eppendorf Research® plus, 12-Kanal, variabel, inkl. epT.I.P.S.®-Box								
0,5 – 10 µL  mittelgrau		0,5 µL	±12,0 %	±0,06 µL	±8,0 %	±0,04 µL	3125 000.028	769,00 €
		1 µL	±8,0 %	±0,08 µL	±5,0 %	±0,05 µL		
		5 µL	±4,0 %	±0,2 µL	±2,0 %	±0,1 µL		
		10 µL	±2,0 %	±0,2 µL	±1,0 %	±0,1 µL		
10 – 100 µL  gelb		10 µL	±3,0 %	±0,3 µL	±2,0 %	±0,2 µL	3125 000.044	769,00 €
		50 µL	±1,0 %	±0,5 µL	±0,8 %	±0,4 µL		
		100 µL	±0,8 %	±0,8 µL	±0,3 %	±0,3 µL		
30 – 300 µL  orange		30 µL	±3,0 %	±0,9 µL	±1,0 %	±0,3 µL	3125 000.060	769,00 €
		150 µL	±1,0 %	±1,5 µL	±0,5 %	±0,75 µL		
		300 µL	±0,6 %	±1,8 µL	±0,3 %	±0,9 µL		

¹⁾ Die Daten für die Messabweichung nach EN ISO 8655 gelten nur bei Verwendung von original Eppendorf-Pipettenspitzen. Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.

Bestellinformationen		
Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
Eppendorf Research® plus 3-pack, Einkanal, variabel, inkl. epT.I.P.S.®-Box oder -Probenbeutel und Kugelschreiber		
Option 1: 0,5–10 µL, 10–100 µL, 100–1.000 µL	3123 000.900	595,00 €
Option 2: 2–20 µL gelb, 20–200 µL, 100–1.000 µL	3123 000.918	595,00 €
Option 3: 100–1.000 µL, 0,5–5 mL, 1–10 mL	3123 000.926	595,00 €
Zubehör		
Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
Eppendorf Research® plus Justiersiegel ADJ, 1 Satz = 5 Stück	3120 636.005	1,90 €
Justierwerkzeug, zum Ändern der Werks- oder Anwenderjustierung	3120 633.006	6,00 €
Sicherungsstopfen-Werkzeuge, 5 Stück	3120 639.004	6,60 €
Schutzfilter 5 mL, 10 Filter mit 1 Filterhülse, für 0,5 – 5 mL variabel Eppendorf Reference® 2, Eppendorf Research plus und Eppendorf Xplorer® (plus), Farbcode: lila	4920 623.005	13,00 €
Schutzfilter 10 mL, 10 Filter mit 1 Filterhülse, für 1 – 10 mL variabel Eppendorf Reference® 2, Eppendorf Research® plus und Eppendorf Xplorer® (plus), Farbcode: türkis	4920 624.001	13,00 €
O-Ring für Spitzenkonus, 24 Stück, rot, für Mehrkanalpipetten 100 und 300 µL, mit Aufsteckhilfe (1 Satz = 24 Stück)	3122 611.000	15,70 €
Mehrkanal-Schneidwerkzeug, für O-Ringe von 100 und 300 µL, für Eppendorf Research® plus/Eppendorf Xplorer®	3122 610.003	6,00 €
Schlüssel, zum Abnehmen von 2 – 10-mL-Pipettenunterteilen, für Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference® 2, Eppendorf Xplorer®	3120 634.002	6,00 €
Sperrring, zur Verhinderung der Federwirkung der Spitzenkoni bei 10-mL- bis 1.000-µL-Einkanalpipetten	3120 635.009	2,80 €
Tip-Tub, Reagenzreservoir 70 mL, autoklavierbares Reservoir für die Aufnahme von Flüssigkeit mit Mehrkanalpipetten, 1 Set = 10 Reservoirs und 10 Deckel	0030 058.607	22,80 €
Spezialfett für Pipetten mit fusselfreiem Applikator	0013 022.153	18,90 €
Eppendorf TrackIT, RFID Reader und Software	3903 000.014	479,00 €

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH · Peter-Henlein-Str. 2 50389 · Wesseling-Berzdorf · Germany · Tel. +49 2232 418-0 · Fax +49 2232 418-155 · www.eppendorf.de · vertrieb@eppendorf.de · Eppendorf Austria GmbH · 1210 Wien · Austria · Tel. +43 1 890 13 64-0 · Fax +43 1 890 13 64-20 · www.eppendorf.at