

Rotoren für Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH



Rotor A-4-38 mit Rundbechern

- > Maximalgeschwindigkeit: 3.000 × g (4.400 rpm)
- > Standardrotor für das Zentrifugieren von Blutentnahmegefäßen oder konischen 15-/50-mL-Gefäßen
- > Rundbecher für Gefäße mit 1,5 – 100 mL
- > Große Vielfalt an Adaptern für alle Blutentnahmegefäße und Zellkulturgefäßtypen
- > Aerosoldichte¹⁾ Kappen für die sichere Zentrifugation von gefährlichen Proben optional erhältlich

¹⁾ Aerosoldichtigkeit durch Public Health England, Porton Down (Großbritannien) getestet.



Bestellinformationen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
Rotor A-4-38 mit Rundbechern, inkl. 4 Rundbechern, 100 mL	5702 720.003	891,00 €
Rundbecher 100 mL, für Rotor A-4-38, Satz à 4 Stück	5702 722.006	503,00 €
Aerosoldichte Kappen für 100-mL-Rundbecher, Satz à 2 Stück	5702 721.000	53,60 €

Adapter für Rotor A-4-38 mit Rundbechern					
Gefäßvolumen	1,5 – 2,0 mL	1,1 – 1,4 mL	2 – 7 mL	2,6 – 7 mL	4 – 10 mL
Max. Gefäßdurchmesser	11 mm	8,5 mm	12,5 mm	13,5 mm	16 mm
Max. Gefäßhöhe	43 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Max. Gefäßhöhe zur Verwendung mit Kappe/Deckel¹⁾	43 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Adapter					
Anzahl der Gefäße pro Adapter/Rotor	4/16	5/20	5/20	4/16	4/16
Bodenform	rund	flach	flach	flach	flach
Zentrifugerradius	134 mm	132 mm	132 mm	132 mm	132 mm
Max. RZB	2.900 × g	2.850 × g	2.850 × g	2.850 × g	2.850 × g
Verpackung	Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück
Bestell-Nr.	5702 745.006	5702 736.007	5702 737.003	5702 719.005	5702 735.000
Preis	156,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €

¹⁾ Überschreiten der maximalen Gefäßlänge kann die Traglast des Rotors verringern. Bitte prüfen Sie vor dem Starten des Zentrifugenlaufs durch einen manuellen Ausschwingtest, dass die Gefäße nicht gegen das Rotorkreuz stoßen.

Eppendorf Tubes® 5.0 mL							
9 – 15 mL							
15 mL konisch							
15 mL konisch							
25 mL							
50 mL konisch							
85/100 mL							
17 mm	17,5 mm	17,2 mm	17,2 mm	25 mm	30 mm	38 mm	
60 mm	100 mm	121 mm	121 mm	100 mm	115 mm	106 mm	
60 mm	100 mm	120 mm		100 mm	115 mm	106 mm	
Adapter							
1/4 flach							
4/16 rund							
1/4 konisch							
2/8 konisch							
1/4 rund							
1/4 konisch							
1/4 rund							
136 mm	130 mm	137 mm	137 mm	135 mm	135 mm	135 mm	
2.943 × g	2.800 × g	3.000 × g	3.000 × g	2.900 × g	2.900 × g	2.900 × g	
Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück	
5702 733.008	5702 724.009	5702 732.001	5702 723.002	5702 717.002	5702 734.004	5702 718.009	
75,00 €	150,00 €	83,40 €	150,00 €	83,40 €	83,40 €	83,40 €	

! Mehr Informationen unter www.eppendorf.com/centrifugation