


Rotoren für Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH



Rotor A-4-38 mit Rechteckbechern

- > Maximalgeschwindigkeit: 2.750 × g (4.400 rpm)
- > Rechteckbecher für Gefäße mit 5 – 25 mL

						
Adapter für Rotor A-4-38 mit Rechteckbechern						
Gefäßvolumen	Rundbodengefäße	5 – 7 mL	9 mL	15 mL	25 mL	20 mL
Max. Gefäßdurchmesser	12 mm	13 mm	14,5 mm	17,5 mm	25 mm	22 mm
Max. Gefäßhöhe	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Adapter						
Anzahl der Gefäße pro Adapter/Rotor	9/36	10/40	8/32	6/24	2/8	4/16
Bodenform	rund	flach	flach	flach	flach	flach
Zentrifugerradius	119 mm	127 mm	127 mm	127 mm	127 mm	127 mm
Max. RZB	2.577 × g	2.750 × g	2.750 × g	2.750 × g	2.750 × g	2.750 × g
Verpackung	Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück			
Bestell-Nr.	5702 763.004	5702 710.008	5702 711.004	5702 712.000	5702 716.006	5702 713.007
Preis	75,00 €	76,20 €	76,20 €	53,60 €	76,20 €	76,20 €

Bestellinformationen		
Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
Rotor A-4-38, ohne Becher	5702 740.004	486,00 €
Rechteckbecher 90 mL, für Rotor A-4-38, Satz à 4 Stück	5702 709.000	303,00 €



Rotor A-8-17

- > Maximalgeschwindigkeit: 2.800 × g (4.400 rpm)
- > Rotor mit niedriger Kapazität zum Zentrifugieren von konischen 15-mL-Gefäßen oder 15-mL-Glasgefäßen
- > Optional erhältlich: Adapter für konische 15-mL-Gefäße und Gummimatteneinsätze zum Zentrifugieren von Glasgefäßen



Rotor F-45-24-11

- > Maximalgeschwindigkeit: 1.770 × g (4.400 rpm)
- > Festwinkelrotor für 24 × 1,5-/2,0-mL-Gefäße
- > Leises Zentrifugieren, sogar ohne Rotordeckel
- > Adapter optional erhältlich für:
 - 0,2-mL-PCR-Gefäße (5425 715.005)
 - 0,4-mL-Zentrifugengefäße (5425 717.008)
 - 0,5-mL-Reaktionsgefäße und Microtainer®-Gefäße (5425 716.001)
- > Rotoren und Adapter sind autoklavierbar (121 °C, 20 min)



Rotor F-35-30-17

- > Maximalgeschwindigkeit: 2.750 × g (4.400 rpm)
- > Rotor mit hoher Kapazität für konische 20 × 15-mL-Gefäße oder 30 × 15-mL-Glasgefäße
- > Formeinsätze für konische 15-mL-Gefäße und Gummimatten für den Einsatz mit Glasgefäßen sind enthalten



Rotor F-45-18-17-Cryo

- > Maximalgeschwindigkeit: 1.840 × g (4.400 rpm)
- > Leises Zentrifugieren, sogar ohne Rotordeckel
- > Zentrifugation von 1 – 2-mL-Cryo-Gefäßen® (max. 13 mm Ø, Verwendung mit Adapter) und von Gefäßen mit Schraubdeckeln (max. 17 mm Ø, kein Adapter erforderlich)
- > Rotoren und Adapter sind autoklavierbar (121 °C, 20 min)

Bestellinformationen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
Rotor A-8-17, 8 × 15 mL, ohne Adapter, ohne Gummimatten	5702 700.002	240,00 €
Rotor F-35-30-17, inkl. 30 Stahlhülsen für 15-mL-Gefäße, mit 20 Adaptern für konische Gefäße und 30 Gummimatten für Rundbodengefäße	5702 704.008	589,00 €
Rotor F-35-30-17, inkl. 10 Stahlhülsen für 15-mL-Gefäße, mit 10 Adaptern für konische Gefäße und 10 Gummimatten für Rundbodengefäße	5702 705.004	392,00 €
Rotor F-45-24-11, ohne Deckel	5702 746.002	358,00 €
Rotor F-45-18-17-Cryo, ohne Rotordeckel, ohne Adapter	5702 747.009	410,00 €
Adapter, für 1 Cryo-Gefäße (max. Ø 13 mm) oder Zentrifugiergefäße mit Deckel (Ø 12,2 mm), max. Länge 50 mm, für Rotor F-45-18-17-Cryo, Satz à 6 Stück	5702 752.002	60,60 €
Adapter, für 1 HPLC-Gefäß 1,5 mL, für Rotor F-45-18-17-Cryo	5427 708.006	114,00 €