













Rotoren für die 58xx-Familie

**Rotor A-4-81**

- > Ausschwingrotor mit einer max. Geschwindigkeit von 3.220 x g (4.000 rpm)
- > Rotor A-4-81 fasst Gefäße und Flaschen von 0,2 mL bis 500 mL sowie Platten optional erhältlich
- > Aerosoldichte Kappen¹⁾ für die sichere Zentrifugation von gefährlichen Proben optional erhältlich
- > Gemischtes Beladen mit 2 Plattenbechern und 2 Rechteckbechern bietet mehr Flexibilität
- > Becher, Kapfen und Adapter sind autoklavierbar (121 °C, 20 min)

















¹⁾ Aerosoldichtigkeit durch Public Health England, Porton Down (Großbritannien), getestet.

						
Adapter für Rotor A-4-81						
Gefäßvolumen	1,5/2,0 mL	1,2 – 5 mL	2,6 – 5 mL	2,6 – 7 mL	3 – 15 mL	7 – 17 mL
Max. Gefäßdurchmesser	11 mm	11 mm	13 mm	13 mm	16 mm	17,5 mm
Max. Gefäßhöhe	43 mm	118 mm	118 mm	118 mm	118 mm	118 mm
Max. Gefäßhöhe zur Verwendung mit Kappe/Deckel¹⁾	43 mm	108 mm	107 mm	108 mm	108 mm	118 mm
Adapter						
Anzahl der Gefäße pro Adapter/Rotor	20/80	20/80	25/100	18/72	16/64	16/64
Bodenform	flach	flach	flach mit Gummimatte	flach mit Gummimatte	flach mit Gummimatte	flach mit Gummimatte
Zentrifugerradius	165 mm	168 mm	168 mm	168 mm	168 mm	168 mm
Max. RZB	2.950 x g	3.000 x g	3.000 x g	3.000 x g	3.000 x g	3.000 x g
Verpackung	Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück
Bestell-Nr.	5810 745.004	5810 746.000	5810 720.001	5810 747.007	5810 748.003	5810 721.008
Preis	164,00 €	164,00 €	164,00 €	164,00 €	164,00 €	164,00 €

¹⁾ Überschreiten der maximalen Gefäßlänge kann die Traglast des Rotors verringern. Bitte prüfen Sie vor dem Starten des Zentrifugenlaufs durch einen manuellen Ausschwingtest, dass die Gefäße nicht gegen das Rotorkreuz stoßen.²⁾ Bitte bestellen Sie einen Adapter für konische 50-mL-Gefäße, skirtd, 5804 737.008.³⁾ Bitte beachten Sie, dass diese konischen Flaschen zusammen mit den vom Hersteller bereitgestellten konischen Formeinsätzen verwendet werden müssen.

Bestellinformationen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
Rotor A-4-81 , inkl. 4 x 500 mL Rechteckbecher	5810 718.007	2.370,00 €
Rotor A-4-81 , ohne Becher	5810 743.001	1.115,00 €
Rotor A-4-81 , mit 4 MTP/Flex-Bechern	5810 725.003	2.370,00 €
Rechteckbecher 500 mL , für Rotor A-4-81, Satz à 4 Stück	5810 730.007	1.535,00 €
Becher für 7 x konische 50-mL-Gefäße , für Rotor A-4-81, Satz à 4 Stück	5825 730.003	1.435,00 €
Kappe für 500-mL-Rechteckbecher , aerosoldicht, aerosoldicht, für Rotor A-4-81, Satz à 2 Stück	5810 724.007	150,00 €
Weithalsflasche , für Rotor A-4-81, 500 mL, quadratisch, Satz à 2 Stück.	5820 707.003	168,00 €
Weithalsflasche , für Rotor A-4-81, 400 mL, Satz à 2 Stück	5810 729.009	168,00 €
MTP-/Flex-Becher , für Rotor A-4-81, Satz à 2 Stück	5810 742.005	660,00 €
MTP-/Flex-Becher , für Rotor A-4-81, Satz à 4 Stück	5810 741.009	1.218,00 €

							
Eppendorf Tubes® 5.0 mL und konische 15-mL-Gefäße	50 mL konisch	50 mL konisch	30 – 50 mL und konische 50-mL-Gefäße, skirtd ²⁾	180 – 250 mL flach/175 – 225 mL konisch ³⁾	400 mL	500 mL	MTP, DWP, PCR-Platten
17,5 mm	31 mm	31 mm	31/29 mm	62 mm	81 mm	83 mm	
121 mm	122 mm	122 mm	121 mm	133 mm		135 mm	60 mm
119 mm	116 mm					135 mm	
							
12/48	5/20	7/28	5/20	1/4	1/4	-/4	4/16 (MTP) 1/4 (DWP)
konisch	konisch	konisch	flach mit Gummimatte	flach mit Gummimatte	flach, Gummi	flach	flach mit Gummimatte
173 mm	173 mm	180 mm	173 mm	173 mm	180 mm	180 mm	163 mm
3.100 x g	3.100 x g	3.220 x g	3.100 x g	3.100 x g	3.220 x g	3.220 x g	2.900 x g
Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück	Satz à 4 Stück	Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück
5810 722.004	5810 723.000	5825 730.003	5810 739.004	5825 722.000	5810 728.002	-	5810 742.005
164,00 €	164,00 €	1.435,00 €	180,00 €	165,00 €	136,00 €	-	660,00 €

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH · Peter-Henlein-Str. 2 50389 · Wesseling-Berzdorf · Germany · Tel. +49 2232 418-0 · Fax +49 2232 418-155 ·

www.eppendorf.de · vertrieb@eppendorf.de · Eppendorf Austria GmbH · 1210 Wien · Austria · Tel. +43 1 890 13 64-0 · Fax +43 1 890 13 64-20 · www.eppendorf.at