

## Rotoren für die 58xx-Familie



Modell	Rotor F-35-48-17 <sup>1)</sup>	Rotor T-60-11	Rotor F-45-48-PCR
Max. Kapazität		60 x 1,5/2,0 mL	6 x 5er/8er-PCR-Streifen (48 x 0,2 mL)
5804/5804 R	■	■	■
5810/5810 R	■	■	■
Aerosoldichtigkeit	nein	nein	nein
Max. RZB	5.005 x g	16.400 x g	15.350 x g
Max. Geschwindigkeit	5.500 rpm	14.000 rpm	12.000 rpm
Reaktionsgefäß 1,5/2,0 mL			
Eppendorf Tubes® 5.0 mL und 15 mL konisch	-/40		

<sup>1)</sup> Bitte beachten Sie, dass bei älteren Zentrifugen ein Software-Upgrade erforderlich ist, wenn Sie diesen Rotor verwenden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Eppendorf-Organisation oder Ihren lokalen Eppendorf-Händler.

## Bestellinformationen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
Rotor F-35-48-17, für 24 x 15 mL konische Gefäße, inkl. 24 Stahlhülsen und Adaptern	5820 771.003	589,00 €
Rotor F-35-48-17, für 40 x 15 mL konische Gefäße, inkl. 48 Stahlhülsen und Adaptern	5820 772.000	824,00 €
Rotor T-60-11, inkl. Rotordeckel, für 1,5/2,0-mL-Gefäße, ohne Adapter	5804 730.003	1.320,00 €
Adapter, für 10 Reaktionsgefäße 1,5/2,0 mL, für Rotor T-60-11, Satz à 6 Stück	5804 731.000	182,00 €
Adapter, für 20 Reaktionsgefäße 0,4 mL, für Rotor T-60-11, Satz à 6 Stück	5804 732.006	182,00 €
Rotor F-45-48-PCR, für 6 x 8er-, 6 x 5er-PCR-Streifen, 48 x 0,2-mL-PCR-Einzelgefäße	5804 735.005	543,00 €



## Rotor A-2-DWP-AT

- > Nur für den Einsatz in Zentrifuge 5810/5810 R<sup>1)</sup>
- > Max. Geschwindigkeit: 3.486 x g (4.500 rpm)
- > Rotor fasst bis zu, 2 x 6 MTP, 2 x 2 DWP, 2 x 1 Filterplatten-Kits
- > Maximale Beladehöhe 67 mm (89 mm ohne Kappe)
- > Rotor wird mit aerosoldichten Kappen<sup>2)</sup> für die sichere Zentrifugation von gefährlichen Proben geliefert
- > Rotor und Becher sind autoklavierbar (121 °C, 20 min)

<sup>1)</sup> Bitte beachten Sie, dass bei älteren Zentrifugen ein Software-Upgrade erforderlich ist, wenn Sie Rotor A-2-DWP-AT verwenden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Eppendorf-Organisation oder Ihren lokalen Eppendorf-Händler. <sup>2)</sup> Aerosoldichtigkeit durch Public Health England, Porton Down (Großbritannien) getestet.

## Bestellinformationen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
Rotor A-2-DWP-AT, inkl. 2 Plattenbechern, 2 aerosoldichten Kappen und 2 Entnahmehilfen	5820 710.004	2.029,00 €



## PCR-Adapter

- > PCR-Plattenadapter stützen beim Zentrifugieren die dünnwandigen PCR-Platten-Wellen
- > Erhältlich für 96er- und 384er-PCR-Platten
- > Die Adapter können in allen Platten-Rotoren von Eppendorf verwendet werden

## Adapter für Zellkulturflaschen

- > Adapter, um Zellkulturen direkt in Zellkulturflaschen zu zentrifugieren
- > Für 25-cm<sup>2</sup> und ausgewählte 75-cm<sup>2</sup>-Flaschen geeignet (Einzelheiten auf Anfrage)
- > Die Adapter können im Platten-Rotor A-4-81-MTP/Flex von Eppendorf verwendet werden

## IsoRack-Adapter

- > IsoRack-Adapter zum Stützen von IsoRacks 0,5 mL und 1,5/2,0 mL beim Zentrifugieren
- > Die Adapter können in den Platten-Rotoren A-2-DWP und A-4-81-MTP/Flex von Eppendorf verwendet werden

## Bestellinformationen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
Adapter, für 1 Zellkulturflasche, für Rotoren A-4-81-MTP/Flex	5825 719.000	160,00 €
Adapter, für 1 PCR-Platte (96 Wells) PCR-Platte 96 Wells, für Plattenrotoren, Satz à 2 Stück	5825 711.009	132,00 €
Adapter, für 1 PCR-Platte (384 Wells) PCR-Platte 384 Wells, für Plattenrotoren, Satz à 2 Stück	5825 713.001	105,00 €
CombiSlide-Adapter, für 12 Objektträger CombiSlide 12 Slides, für Plattenrotoren, Satz à 2 Stück	5825 706.005	263,00 €
Adapter, für 24 Gefäße im IsoRack 0,5 mL, für Rotoren S-4-104, A-4-81-MTP/Flex, A-2-DWP, Satz à 2 Stück	5825 708.008	127,00 €
Adapter, für 24 Gefäße im IsoRack 1,5/2,0 mL, für Rotoren S-4-104, A-4-81-MTP/Flex, A-2-DWP, Satz à 2 Stück	5825 709.004	127,00 €



## Rotor A-2-DWP

- > Zur Verwendung in Zentrifuge 5804/5804 R und 5810/5810 R
- > Max. Geschwindigkeit: 2.250 x g (3.700 rpm)
- > Rotor fasst bis zu, 2 x 5 MTP, 2 x 4 Zellkulturplatten, 2 x 2 DWP, 2 x 1 Filterplatten-Kits
- > Maximale Beladehöhe 89 mm
- > Rotor und Becher sind autoklavierbar (121 °C, 20 min)

## Bestellinformationen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
Rotor A-2-DWP, Rotor für Deepwell-Platten inkl. 2 Plattenbechern	5804 740.009	1.486,00 €