

# MIKROTESTPLATTEN UND ZUBEHÖR FÜR KÜVETTEN

## MIKROTESTPLATTEN


aus Quarzglas

TYP/FENSTER-MATERIAL	BEZEICHNUNG	AUSSENMASSE H x B x L mm	BODEN mm	NÄPFCHEN			ARTIKEL-NR.
				DURCHMESSER mm	TIEFE mm	VOLUMEN µl	
730.009-QG	Mikrotestplatte aus Quarzglas** mit 96 Nöpfchen Boden: synthetisches Quarzglas	14,5 x 127 x 85,5	2*	6,6	12,5	300	730-009-44
730.009B-QG	Mikrotestplatte aus schwarzem Quarzglas mit 96 Nöpfchen Boden: synthetisches Quarzglas	14,5 x 127 x 85,5	2*	6,6	12,5	300	730009-B-44

QG ist ein synthetisches Quarzglas mit einer Transmission über 80 % für eine leere Küvette zwischen 200 nm und 2500 nm.

\* Auf Wunsch geringere Bodendicke bis 0,5 mm.

\*\* Auf Wunsch auch aus Borosilikatglas.



730.009-QG



730.009B-QG

## DISTANZSTÜCK

TYP	BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NR.	BEMERKUNGEN
013.101	Distanzstück aus Aluminium 38 x 12,5 x 9 mm	013-101-71	für Küvetten mit 1 mm Schichtdicke in 10 mm Küvettenhalter
013.102	Distanzstück aus Aluminium 38 x 12,5 x 8 mm	013-102-71	für Küvetten mit 2 mm Schichtdicke in 10 mm Küvettenhalter
013.105	Distanzstück aus Aluminium 38 x 12,5 x 5 mm	013-105-71	für Küvetten mit 5 mm Schichtdicke in 10 mm Küvettenhalter



013.102

## SCHLAUCH-SET

TYP	BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NR.	BEMERKUNGEN
040.111	FEP-Schlauch-Set 500 mm lang; A-Ø 1,9 mm; I-Ø 1,1 mm	040-111-722	für Kompaktküvetten und 3-in-1-Küvette; mit langem und kurzem Schraubanschluss
040.222	PTFE-Schlauch-Set 500 mm lang mit Omnifit-Gripper A-Ø 1,6 mm; I-Ø 1,0 mm	040-222-72	für Kompaktküvetten und 3-in-1-Küvette; mit langem und kurzem Omnifit-Gripper

## DECKEL, STOPFEN, SONSTIGES

010.010	PTFE-Deckel, 10 mm 10 Stück pro Packung	010-001-10-VE10-72	für Küvettenmodelle mit 10 mm Schichtdicke
010.050	PTFE-Deckel, 50 mm 5 Stück pro Packung	010-001-50-VE5-72	für Küvettenmodelle mit 50 mm Schichtdicke
011.001	PTFE-Stopfen mit Schliff NS 5 5 Stück pro Packung	011-001-VE5-72	für Küvettentypen: 110, 111, 114, 120 mit 1 – 5 mm Schichtdicke und für Küvettentyp 404 mit 1 – 10 mm Schichtdicke
011.002	PTFE-Stopfen mit Schliff NS 7 5 Stück pro Packung	011-002-VE5-72	für Küvettentypen: 110, 111, 114/114F, 115/115F, 119/119F, 120 mit 10 – 100 mm Schichtdicke und für Küvettentyp 770
011.103	PE-Stopfen, 10 mm 10 Stück pro Packung	011-103-VE10-73	für Küvettentypen: 105.200, 105.201, 105.202, 105.203, 105.204, 105.250, 105.251, 105.252, 105.253, 105.254
011.550	Pipettenspitze für Ultramikro-Küvetten 10 Stück pro Packung	011-550-VE10	für Küvettentypen: 105.210-QS
011.600	Schraubkappe offen, mit ISO GL 14 Gewinde und Silikondichtung (Septum) 10 Stück pro Packung	011-600-VE10-734	für Küvettentypen: 117.100; 117.100F, 117.104, 117.104F
011.601	Geschlossene Schraubkappe, mit ISO GL 14 Gewinde und Silikondichtung 10 Stück pro Packung	011-601-VE10-734	für Küvettentypen: 117.200; 117.200F, 117.204, 117.204F
011.650	Ersatz Silikondichtung (Septum) 10 Stück pro Packung	011-650-VE10-72	für Küvettentypen: 117.100; 117.100F, 117.104, 117.104F, 117.200; 117.200F, 117.204, 117.204F
011.651	Ersatz-Silikondichtung (Septum), einseitig PTFE-beschichtet 10 Stück pro Packung	011-651-VE10-72	für Küvettentypen: 117.100; 117.100F, 117.104, 117.104F, 117.200; 117.200F, 117.204, 117.204F
332.300	PTFE-beschichtete Magnetrührstäbchen 10 Stück pro Packung	332-300-VE10	Ø ca. 3 – 4 mm, Länge 6 – 7 mm für Küvettentypen: 109.000, 109.000F, 109.004, 109.004F, 119.000, 119.000F, 119.004, 119.004F



040.111


040.222




010.010



010.050



011.650



011.651



011.600



011.601