

KÜVETTEN UND OPTISCHE TEILE  
FÜR SPEZIELLE ANWENDUNGEN

KÜVETTE FÜR TRÜBUNGSMESSUNGEN

Rechteck-Küvette


| TYP/FENSTER-MATERIAL | SCHICHT-DICKE<br>mm | AUSSENMASSE<br>H x B x T<br>mm | INNENMASSE<br>H x B x T<br>mm | VOL.<br>µl | ARTIKEL-NR. | BEMERKUNGEN                    |
|----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|--------------------------------|
| 402.013-OG           | 25 x 25             | 70 x 30 x 30                   | 67 x 25 x 25                  | 35000      | 402-013-10  | Marke bei 25 ml<br>ohne Deckel |

GROSS-KÜVETTEN

mit Glasdeckel

|            |                      |                              |                              |                |                                |                                  |
|------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 700.000-OG | 10 ± 0,2<br>20 ± 0,2 | 53 x 55 x 15<br>53 x 55 x 25 | 50 x 50 x 10<br>50 x 50 x 20 | 20000<br>40000 | 700-000-10-10<br>700-000-20-10 | mit Glasdeckel                   |
| 700.010-OG | 20 ± 0,2             | 82 x 44,4 x 24,4             | 80 x 40 x 20                 | 56000          | 700-010-20-10                  | ohne Deckel                      |
| 700.015-OG | 28 ± 0,2             | 35 x 35 x 32                 | 33 x 31 x 28                 | 22000          | 700-015-10                     | ohne Deckel                      |
| 700.016-OG | 18 ± 0,2             | 38 x 22 x 22                 | 36 x 18 x 18                 | 10000          | 700-016-10                     | ohne Deckel                      |
| 700.061-OG | 50 ± 0,5             | 100 x 150 x 55               | 96,5 x 143 x 50              | 600000         | 700-061-10                     | ohne Deckel                      |
| 704.000-OG | 20 ± 0,2             | 22,5 x 25 x 25               | 20 x 20 x 20                 | 6000           | 704-000-20-10                  | mit Glasdeckel                   |
| 704.001-OG | 30 ± 0,2             | 32,5 x 35 x 35               | 30 x 30 x 30                 | 22500          | 704-001-30-10                  | mit Glasdeckel                   |
| 704.002-OG | 40 ± 0,2             | 42,5 x 45 x 45               | 40 x 40 x 40                 | 56000          | 704-002-40-10                  | mit Glasdeckel                   |
| 704.003-OG | 50 ± 0,5             | 52,5 x 55 x 55               | 50 x 50 x 50                 | 88000          | 704-003-50-10                  | mit Glasdeckel                   |
| 740.000-OG | 34,5 ± 0,2           | 100 x 50 x 39,5              | 97 x 44 x 34,5               | 100000         | 740-000-10                     | Marke bei 100 ml,<br>ohne Deckel |

FENSTERMATERIAL  
OG Optisches Glas 360 nm – 2500 nm



LOSE OPTIK

| TYP/FENSTER-MATERIAL | SCHICHT-DICKE<br>mm | AUSSENMASSE<br>H x B x T<br>mm | DICKE<br>mm | INNEN-BREITE<br>mm | VOL.<br>µl | ARTIKEL-NR. | BEMERKUNGEN                            |
|----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------|----------------------------------------|
| 665.000-QS           |                     | 45 x 12,5                      | 1,25        |                    |            | 665-000-40  | Fenster aus Quarzglas High Performance |
| 665.000-QX           |                     | 45 x 12,5                      | 1,25        |                    |            | 665-000-46  | Fenster aus Quarzglas Extended Range   |

| TYP/FENSTER-MATERIAL | AUSSEN-Ø<br>mm | DICKE<br>mm | INNEN-Ø<br>mm | VOL.<br>µl | ARTIKEL-NR. | BEMERKUNGEN                                 |
|----------------------|----------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------------------------------------|
| 202-QS               | Ø 22           | 1,25        |               |            | 202-40      | Fenster rund aus Quarzglas High Performance |
| 202-QX               | Ø 22           | 1,25        |               |            | 202-46      | Fenster rund aus Quarzglas Extended Range   |

FENSTERMATERIAL  
QS Quarzglas High Performance 200 nm – 2500 nm QX Quarzglas Extended Range 200 nm – 3500 nm

