


Analytische Verfahren



2120-02

7424-00

7427-00

7437-00

7421-00

7427-00

*BAKER spe-12G Säulenprozessor
(7018-00)*

BAKER spe-12G Säulenprozessor komplett, mit: 1 Vakuumkammer aus Glas, 1 Nylondeckel mit 12 Lueranschlüssen und 1 Polyethylendichtung, 12 individuellen Polypropylen-Hähnen zur Durchflussregelung, 12 Stöpseln für den Deckel, 12 Edelstahlnadeln, 1 Probengestell mit 3 Stützpfosten, 3 höhenverstellbaren Regalbrettern, 9 Halteclips für die Regalbretter, 1 Vakuummeter / Polypropylenregler, 1 Merkblatt, 1 BAKERBOND spe Handbuch mit Anwendungshinweisen.

Beschreibung	Menge pro Box	Produkt Nummer
Extraktionssäulenprozessor: Ersatzteile für den BAKER spe-12G Säulenprozessor		
Vakuumkammer aus Glas	1	7421-00
Nylondeckel (mit 12 Lueranschlüssen)	1	7424-00
Polypropylen-Ständerset	1	7427-00
Flanschdichtungen aus Polyethylen	2	7430-00
Flanschdichtungen aus Neopren	2	7433-00
Ersatznadeln aus Polypropylen	12	7436-00
Vakuummeter / Reglerbaugruppe	1 Baugruppe	7437-00
Stöpsel für den Deckel	30	7327-00
Hähne aus Polypropylen	10	7241-00
Polypropylen-Lueranschluss (Buchse)	12	2120-02
Polypropylen-Lueranschluss (Stecker)	12	2121-20
Edelstahlnadeln	12	7323-00
Zubehör für den BAKER spe-12G Säulenprozessor		
Waste Liner	5	7237-00
Inerte Drosselventile	12	7425-00
Luer-Hähne aus PTFE	12	7514-00
Lueranschlüsse aus PTFE (in einem Stück)	12	4586
Luer-Locks (Hähne), Edelstahl	12	4505
Doppelwandige PTFE-Luer-Locks (Hähne), Edelstahl	12	4514