











## Vial Kits Schnapping N 11

je 100 Flaschen und Verschlüsse

Verschluss →	 702710	 702064	 702731	 702718
Flasche ↓				
<b>702714:</b> 1,5 mL, klar, flacher Boden	702225	702228	702232	702235
<b>702713:</b> 1,5 mL, klar, flacher Boden, Schriftfeld und Markierung	702719	702229	702233	702236
<b>702712:</b> 1,5 mL, braun, flacher Boden, Schriftfeld und Markierung	702227	702231	702234	702237




Weitere Vial Kits auf Anfrage

## Flaschenbehälter für Gewindeflaschen N 8 / N 9 / N 10 sowie Rollrand- und Schnappingflaschen N 11



Beschreibung	Packungs- einheit	REF
81 Positionen Behälter blau für Flaschen 11,6 x 32 mm, Außenlänge 130 mm, Außenbreite 130 mm, Außenhöhe 45 mm, kodierte, mit transparentem Deckel (geeignet für Tiefkühlschränke)	1	702514

## Rollrandflaschen und Verschlüsse N 13

Beschreibung	Abmessungen (Maßstab 1:2)	Packungs- einheit	REF
<b>Rollrandflaschen N 13</b>			
			
70255	70203	70258	
Flaschentyp	Nutzvolumen	AD x Höhe	
Klar, konisch	1 mL	11 x 40 mm	100 70255
Klar, flacher Boden	2 mL	13,75 x 35 mm	100 70203
Klar, flacher Boden	2 mL	11 x 43 mm	100 70258