



# Spritzenvorsatzfilter CHROMAFIL®

## Polytetrafluorethylen (PTFE)

- Hydrophobe Membran
- Für unpolare Flüssigkeiten und Gase
- Äußerst widerstandsfähig gegenüber Lösemitteln aller Art sowie Säuren und Basen

Spülen mit Alkohol und anschließend mit Wasser macht die ursprünglich hydrophobe Membran wasserbenetzbar.



### Bestellinformation · CHROMAFIL® Xtra

Typ	Porenweite [µm]	Membrandurchmesser [mm]		Normalpackung		BIG-BOX	
				Filter/Packung	REF	Filter/Packung	REF
PTFE-20/25	0,20	25	beschriftet	100	729207	400	729207.400
PTFE-45/25	0,45	25	beschriftet	100	729205	400	729205.400
PTFE-100/25	1,0	25	beschriftet	100	729247	400	729247.400

### Bestellinformation · CHROMAFIL®

Typ	Porenweite [µm]	Membrandurchmesser [mm]	Farbcode		Normalpackung		BIG-BOX	
			Oberteil	Unterteil	Filter/Packung	REF	Filter/Packung	REF
O-20/3	0,20	3	farblos	farblos	100	729014		
O-45/3	0,45	3	farblos	farblos	100	729015		
O-20/15 MS	0,20	15	gelb	farblos	100	729008	800	729008.800
O-45/15 MS	0,45	15	farblos	farblos	100	729009	800	729009.800
O-20/25	0,20	25	gelb	farblos	100	729007	400	729007.400

MS = Minispitze am Filterausgang

## Cellulosemischester (MV)

- Hydrophile Membran mit sehr geringer Adsorption
- Zur Filtration wässriger bzw. polarer Lösungen



### Bestellinformation · CHROMAFIL® Xtra

Typ	Porenweite [µm]	Membrandurchmesser [mm]		Normalpackung		BIG-BOX	
				Filter/Packung	REF	Filter/Packung	REF
MV-20/25	0,20	25	beschriftet	100	729206	400	729206.400
MV-45/25	0,45	25	beschriftet	100	729204	400	729204.400

### Bestellinformation · CHROMAFIL®

Typ	Porenweite [µm]	Membrandurchmesser [mm]	Farbcode		Normalpackung		BIG-BOX	
			Oberteil	Unterteil	Filter/Packung	REF	Filter/Packung	REF
A-20/25	0,20	25	gelb	gelb	100	729006	400	729006.400
A-45/25	0,45	25	farblos	gelb	100	729004	400	729004.400