

**Einfache Bedienung**



Die grosse, übersichtliche und leicht ablesbare Anzeige, die intuitive Tastenanordnung auf dem Instrument und das bedienerfreundliche Menü stellen sicher, dass Messungen über wenige Klicks durchgeführt werden können.

**Robuste Konstruktion**



Durch das robuste und wasserdichte Design sind die FiveGo™ Instrumente perfekt geeignet, um selbst unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässige Messdaten zu einem angemessenen Preis zu erhalten.

**Einfache Datenübertragung**



Mit den Messgeräten der Serie FiveEasy™ Plus können Daten über die RS232- oder USB-Ports direkt an einen Drucker oder zur Weiterverarbeitung an einen PC exportiert werden.

► [www.mt.com/fiveeasy](http://www.mt.com/fiveeasy)

Modell	FiveGo pH F2 FiveEasy pH F20	FiveGo Conductivity F3 FiveEasy Conductivity F30	FiveGo DO F4	FiveEasy Plus pH FP20	FiveEasy Plus Conductivity FP30
Messbereich	0,00 – 14,00 pH –2.000 – 2.000 mV 0,0 – 100 °C (32 – 212 °F)	0,00 µs/cm – 200,0 mS/cm (Leitfähigkeit) 0,0 mg/L – 200,0 g/L (TDS) 0,0 – 100,0 °C (32 – 212 °F)	0,0 – 199,9 %, 200 – 400 % 0,0 – 45,0 mg/L 0,0 – 45,0 ppm 0,0 – 50,0 ppt 0,0 – 50,0 °C 500 – 1.100 mbar	–2,00 – 16,00 pH –2.000 – 2.000 mV –5,0 – 105,0 °C (23 – 221 °F)	0,00 µs/cm – 500,0 mS/cm (Leitfähigkeit) 0,0 mg/L – 300,0 g/L (TDS) 0,00 – 42,00 psu (Salinität) –5,0 – 105,0 °C (23 – 221 °F)
Auflösung	0,01 pH/1 mV/ 0,1 °C	Automatischer Bereich/0,1 °C	0,1/1 %/0,01/0,1 mg/L 0,01/0,1 ppm/ 0,1 °C/1 mbar	0,01/0,1 pH 1 mV 0,1 °C	Automatischer Bereich 0,01 – 0,1 psu (Salinität) 0,1 °C
Genauigkeit	±0,01 pH/ ±1 mV/±0,5 °C	±0,5 % des Messwerts/±0,5 °C	±1 %/±1 %/ ±1 %/±0,3 °C	±0,01 pH ±1 mV 0,3 °C	±0,5 % des Messwerts 0,3 °C

**FiveEasy und FiveEasy Plus**

Modell	Sensor	Materialnummer
F20-Messgerät	Kein	30266658
F20-Standard-Kit	LE438	30266626
FP20-Messgerät	Kein	30266627
FP20-Standard-Kit	LE438	30266628
FP20-Bio-Kit	LE410	30266629
FP20-Micro	LE422	30266940
FP20-TRIS	LE420	30266941
F30-Messgerät	Kein	30266942
F30-Standard-Kit	LE703	30266943
FP30-Messgerät	Kein	30266944
FP30-Standard-Kit	LE703	30266945

**FiveGo**

Modell	Sensor	Materialnummer
F2-Messgerät	Kein	30266946
F2-Standard-Kit	LE438 IP67	30266889
F2-Feld-Kit	LE438 IP67	30266882
F2-Food-Kit	LE427 IP67	30266881
F3-Messgerät	Kein	30266883
F3-Standard-Kit	LE703 IP67	30266888
F3-Feld-Kit	LE703 IP67	30266887
F4-Messgerät	Kein	30266884
F4-Standard-Kit	LE621 IP67	30266885
F4-Feld-Kit	LE621 IP67	30266886

**Die Einzelversionen enthalten:**

Messgerät, Bedienungsanleitung, Netzadapter (nur FiveEasy), Batterien (nur FiveGo), Elektrodenclip (nur FiveGo), Armband (nur FiveGo) (Elektrode ist NICHT enthalten), Elektrodenarm (nur FiveEasy)

**Kit-Versionen enthalten:**

Wie oben und ausserdem geeignete Elektrode, Transportkoffer inkl. vier Probenflaschen (nur Feld-Kits), Pufferbeutel und Leifäden