

Staphylococcus und MRSA

Thermo Scientific™ BactiStaph™ Tests

zum Nachweis des Clumping-Faktors und von Protein A in der Identifizierung von *Staphylococcus aureus*

150 Tests		R21144
450 Tests		R21143

Coagulase Plasma (lyphohilisiert)

Nachweis des Coagulaseenzyms in Staphylokokken

5 ml		R21050
15 ml		R21051
25 ml		R21052
6 x 5 ml		R21060

DrySpot Staphytest Plus

ein Latexkit zur Identifizierung von *S. aureus*

120 Tests		DR0100M
-----------	--	---------

Oxid PBP2' Test

ein Latexagglutinationstest für den Nachweis von Penicillin-bindendem Protein 2' (PBP2') in Isolaten von *S. aureus* zur Unterstützung bei der Identifizierung von MRSA

50 Tests		DR0900A
----------	--	---------

Thermo Scientific™ Staphaurex™ Latex-Agglutinationstest

weiße Latexpartikel mit gebundenem humanem Fibrinogen zum Nachweis des Clumping-Faktors und gebundenem spezifischem IgG zum Nachweis von Protein A zur Identifizierung von *S. aureus*

120 Tests		R30859901
400 Tests		R30859902

Staphaurex Plus

gelbe Latexpartikel mit gebundenem humanem Fibrinogen zum Nachweis des Clumping-Faktors und gebundenem spezifischem IgG zum Nachweis von Protein A und für MRSA und MSSA charakteristischen Oberflächenantigenen.

150 Tests		R30950102
450 Tests		R30950201

Staphaurex-Zubehör

Staphaurex-Einwegkarten zum Gebrauch mit Staphaurex oder Staphaurex Plus	
50 Karten	R30369001

Staphylase-Test

ein schneller Latexkit zur Identifizierung von *S. aureus*

100 Tests		DR0595A
-----------	--	---------

Thermo Scientific™ Staphytest™ Plus

zum schnellen Nachweis von *S. aureus*

100 Tests		DR0850M
500 Tests		DR0850B

Streptococcus -Gruppe B

- siehe Wellcogen Bakterien-Antigen-Kit



Streptococcus

Oxid Streptokokken-Identifizierungs-Test

ein schneller Latexagglutinationstest zur Identifizierung von Streptokokken der Serogruppen A, B, C, D, F und G

50 Tests		DR0585A
----------	--	---------

Oxid Streptokokken-Identifizierungs-Test - Zubehör

Extraktionsenzym	
2 Röhrchen	DR0593G
Latex-Identifizierungs-Reagenz A	
50 Tests	DR0586G
Latex-Identifizierungs-Reagenz Reagenz B	
50 Tests	DR0587G
Latex-Identifizierungs-Reagenz Reagenz C	
50 Tests	DR0588G
Latex-Identifizierungs-Reagenz Reagenz D	
50 Tests	DR0589G
Latex-Identifizierungs-Reagenz Reagenz F	
50 Tests	DR0590G
Latex-Identifizierungs-Reagenz Reagenz G	
50 Tests	DR0591G
Polyvalente Positivkontrolle	
50 Tests	DR0592G
Einweg-Reaktionskarten	
50 Karten	DR0500G

Thermo Scientific™ PathoDx™ Strep Grouping

Latex-Agglutinationstest für die Identifizierung von β-hämolisierenden Streptokokken der Lancefield-Gruppen A, B, C, F und G aus Primärkulturen oder von Reinkulturen aus Bouillon.

60 Tests		R62025
----------	--	--------

PathoDx Strep Grouping-Zubehör

PathoDx Strep Grouping Universal Kit zum Gebrauch mit PathoDx Strep A, B, C, F und G Gruppen-Latex	
60 Tests	R62076
PathoDx Strep Grouping-Positivkontrolle	
3 ml	R24042
PathoDx Strep A Gruppe Latex	
3 ml	R62030
PathoDx Strep B Gruppe Latex	
3 ml	R62031
PathoDx Strep C Gruppe Latex	
3 ml	R62032
PathoDx Strep F Gruppe Latex	
3 ml	R62034
PathoDx Strep G Gruppe Latex	
3 ml	R62035

PathoDx Extraktionsreagenzien

zum Gebrauch mit Thermo Scientific™ PathoDx™ Strep Grouping Kit

PathoDx Extraktionsreagenz 1	
7 ml	R62050
14 ml	R62052
PathoDx Extraktionsreagenz 2	
7 ml	R62055
14 ml	R62057
PathoDx Extraktionsreagenz 3	
14 ml	R62060