

Luftkeimsammler

Der Luftkeimsammler wird in einem Koffer mit Messkopf, Kalibrierungszertifikat, Handbuch, Garantie Erklärung und Akkuladegerät geliefert

Luftkeimsammler Aluminium-Messkopf für 90 mm-Platten	
jeweils	EM0100A
Luftkeimsammler Edelstahlkopf für 90 mm-Platten	
jeweils	EM0100S
Luftkeimsammler Aluminium-Messkopf für 55 mm-Platten	
jeweils	EM0355A
Luftkeimsammler Edelstahlkopf für 55 mm-Platten	
jeweils	EM0355S

Luftkeimsammler-Zubehör

Aluminium-Messkopf und Adapter für 90 mm-Platten	
jeweils	EM0190A
Edelstahl-Messkopf und Adapter für 90 mm-Platten	
jeweils	EM0290A
Aluminium-Messkopf für 55 mm-Platten	
jeweils	EM0155A
Edelstahl-Messkopf für 55 mm-Platten	
jeweils	EM0255A
Weiche Tragetasche	
jeweils	EM0104A
Aluminiumkoffer	
jeweils	EM0105A
Infrarot-Fernbedienung	
jeweils	EM0108A
Wand-/Tisch-Fußplatte	
jeweils	EM0109A
Bodenstativ	
jeweils	EM0106A
Akkuladegerät (110 V)	
jeweils	EM0102A
Akkuladegerät (220V)	
jeweils	EM0101A
Luftkeimsammler-PC-Anschlusskabel	
jeweils	EM0111A
Luftkeimsammler-PC-Verbindungs-Software	
jeweils	EM0110A
Pyramide Qualitätsprüfung (für Gebrauch vor Ort)	
jeweils	EM0100P
Kalibrierung	
jeweils	EM0100C
Servicevertrag (einschließlich Kalibrierung und Reparatur sowie Garantieverlängerung um 12 Monate)	
jeweils	EM0900A
Politecnic Kalibrierungsausrüstung	
jeweils	EM0100D

Qualifikationsdokumentation

IQ	
jeweils	EM0800A
OQ	
jeweils	EM0800B
PQ	
jeweils	EM0800C

Abklatschplatten-Applikator

Der Abklatschplatten-Applikator erfüllt die Norm ISO 18593 für Oberflächenprobenahmen: Das Edelstahl-Gewicht wiegt 500 g ±5 g und die Timerdauer beträgt 10 s ±0,1s.

Jeweils	EM2000A
---------	---------

Umweltüberwachungs-Tupfer

Ideal zur Verwendung bei der Umweltüberwachung von Reinräumen, Isolatoren und anderen kritischen Bereichen; 3-fach verpackt, bestrahlt und VHP-sicher.

Einfache Röhren-Tupfer-Kits

200	TS0954C
-----	---------

Fertignährböden

NEU 3-fach verpackte, bestrahlte Platten. Sterile Verpackung mit VHP Indikator, gemäß EP/USP

Caseinpepton-Sojamehlpepton-Agar		
100 Platten	90 mm	PO5500B
100 Platten	Abklatschplatte	PO5510D
Caseinpepton-Sojamehlpepton-Agar mit Lecithin, Polysorbat 80, Natrium-Thiosulfat, L-Histidin		
100 Platten	90 mm	PO5501B
100 Platten	Abklatschplatte	PO5511D
Sabouraud-Dextrose-Agar		
100 Platten	90 mm	PO5502B
100 Platten	Abklatschplatte	PO5512D
Sabouraud-Dextrose-Agar mit Lecithin, Polysorbat 80, Natrium-Thiosulfat, L-Histidin		
100 Platten	90 mm	PO5503B
100 Platten	Abklatschplatte	PO5513D

3-fach verpackte, bestrahlte Nährböden

Caseinpepton-Sojamehlpepton-Agar		
10 x 90 mm		PO0821B^
10 x 90 mm	VHP-sicher	PO0777B
10 x 55 mm	Abklatschplatte	PO0262D
10 x 90 mm		PO5012B
10 x 90 mm		PO5171D
Sabouraud-Dextrose-Agar		
10 x 90 mm		PO0410B
10 x 55 mm	Abklatschplatte	PO0394D

Trockennährböden

R2A-Agar

ein Nährboden für die Keimzahlbestimmung heterophiler Bakterien aus Wasserproben

500 g	für 27,6 Liter Nährboden	CM0906B
-------	--------------------------	---------

Sabouraud-Dextrose-Agar

Saurer-pH-Nährboden für die Isolierung von Dermatophyten und anderen Hefen und Schimmelpilzen. Durch Zusatz von Chloramphenicol kann ein Selektivmedium hergestellt werden.

500 g	für 7,7 Liter Nährboden	CM0041B
2,5 kg	für 38,5 Liter Nährboden	CM0041R
5 kg	für 77,0 Liter Nährboden	CM0041T

Caseinpepton-Sojamehlpepton-Agar

ein Universal-Nährboden gemäß EP/USP/JP

500 g	für 12,5 Liter Nährboden	CM0131B
2,5kg	für 62,5 Liter Nährboden	CM0131R
5 kg	für 125,0 Liter Nährboden	CM0131T