

Legionella BCYE-Agar ohne L-Cystein	
10 x 90 mm	PO0255A^
10 x 90 mm	PO5028A+
Legionella-BCYE α -Nährboden	
10 x 90 mm	PO5072A
Legionella GVPC-Selektivnährboden	
10 x 90 mm	PO0245A^
10 x 90 mm	PO5074A+
Membran-Clostridium-Perfringens-Agar (mCP)	
10 x 90 mm	PO5163A
Nähragar 'nach Trinkwasserverordnung', a.F.	
10 x 90 mm	PO0155A^
10 x 90 mm	PO5025A+
R2A-Agar	
10 x 90 mm	PO0659A^
10 x 90 mm	PO5149A+
Slanetz-Bartley-Nährboden (Enterokokken-Agar)	
10 x 90 mm	PO5018A
Tergitol 7-Lactose-TTC-Agar	
10 x 90 mm	PO5164A
Tergitol 7-Lactose-TTC-Nährboden (2x10) 55 mm	
	PO5411J

Einweganalysen-Filtersysteme

Nalgene Filterprodukte zum Einmalgebrauch

Unsere analytischen Filter bieten präzise, anwenderfreundliche Systeme zur Wiederfindung von Mikroorganismen und Partikeln für QK-Prüfungen und die Forschung.

- Einfach zu verwendende, vormontierte sterile Filtereinheiten und Trichter zum Einmalgebrauch
- Einfach zu entfernende Triton-freie Cellulosenitrat(CN)-Membranen
- Die 0,2- μ m-CN-Membran eignet sich für Sterilitätsprüfungen
- Die 0,45- μ m-CN-Gittermembran ist für Wasserqualitätsprüfungen zertifiziert

Filtertrichter für analytische Tests, steril

Best.-Nr.	Volumen, ml	Membrandurchm., mm	Porengröße, μ m	Membranfarbe/Gitter
145-20	100ml	47mm	0.2 μ m	Weiß/ohne
145-45	100ml	47mm	0.45 μ m	Weiß/schwarz
145-2020	250ml	47mm	0.2 μ m	Weiß/ohne
145-2045	250ml	47mm	0.45 μ m	Weiß/schwarz
Best.-Nr.	Trichterkapazität, ml	Membrandurchm., mm	Porengröße, μ m	Membranfarbe/Gitter
147-45	100ml	47mm	0.45 μ m	Grau/schwarzes
147-2045	250ml	47mm	0.45 μ m	Grau/schwarzes

Analyse-Filtereinheiten, steril

Best.-Nr.	Porengröße, μ m	Membranfarbe/Gitter
130	0.2 μ m	Weiß/ohne
130-4020	0.2 μ m	Weiß/ohne
130-4045	0.45 μ m	Weiß/schwarz

Analyse-Filtertrichter, steril

Best.-Nr.	Trichterkapazität, ml	Membrandurchm., mm	Porengröße, μ m	Membranfarbe/Gitter
140-4045	150ml	47mm	0.45 μ m	Weiß/schwarz

Filtermembranen und Zubehör

Membranfilter, unsteril, Nylon

Best.-Nr.	Membrandurchm., mm	Porengröße, μ m	Membranfarbe
NG0215-4020	47mm	0.2 μ m	Weiß
NG0215-4045	47mm	0.45 μ m	Weiß

Wasserqualitäts-Membranfilter, steril, CN

Best.-Nr.	Membrandurchm., mm	Porengröße, μ m	Membranfarbe
NG0205-4045		0.45 μ m	weiß/ schwarzes Gitter
NG0205-6045		0.45 μ m	grau/ schwarzes Gitter

Membranfilter, unsteril, Nylon

Best.-Nr.	Membrandurchm., mm	Porengröße, μ m	Membranfarbe
NG0210-4020	47mm	0.2 μ m	Weiß
NG0210-4045	47mm	0.45 μ m	Weiß

Vorfilter, unsteril, Glasfaser

Best.-Nr.	Vorfilter-Durchmesser, mm
NG0281-5000	50mm
NG0281-7500	75mm
NG0281-9000	90mm

Filterpinzetten

Best.-Nr.	Typ
NG0399-0001	Gebogene Spitze
NG0399-0002	Gerade Spitze

Filtertrichter-Adapter, unsteril

Best.-Nr.
NG0397-0010

Vakuumdichtung, unsteril thermoplastisches Elastomer

Best.-Nr.
NG0395-0708

Filterstopfen, unsteril, Gummi, Nr. 8

Best.-Nr.
NG0396-0080

Vakuunkammer

Best.-Nr.
NG0345-0001



* Produkt ist nicht auf Lager, unter Umständen gelten Mindestbestellmengen und Vorlaufzeiten. Weitere Angaben erhalten Sie von Ihrer lokalen Niederlassung. + Europäisches Festland ^ GB Nicht alle Produkte sind in allen Gebieten erhältlich. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Niederlassung.