

## Wiederverwendbare Filterhalter und -trichter

### Nalgene wiederverwendbare Filterprodukte

- verringern den Abfall!

Unsere analytischen Filter bieten präzise, anwenderfreundliche Systeme zur Wiederfindung von Mikroorganismen und Partikeln für QK-Prüfungen und die Forschung.

- Ersetzt Metall oder zerbrechliches Glas – wichtige Komponenten bestehen aus robustem, transparentem, autoklavierbarem Polysulfon
- Für Sterilisation oder Analysen – Filterhalter kommen mit Membranzstützplatten für die Sterilisation oder für Analysen
- Vielseitig – entwickelt für die Verwendung mit Vakuum oder Druck
- Graduierte Kammern für einfache Referenz

### Filterhalter mit Filtratflasche

Best.-Nr.	Kapazität, obere Kammer, ml	Kapazität, Filtratflasche, ml
NG0300-4000	250ml	250ml
NG0300-4050	500ml	500ml
NG0300-4100	500ml	1000ml

### Filterhalter mit Trichter

Best.-Nr.	Kapazität, obere Kammer, ml	Höhe, einschl. Deckelanschlüssen, mm
NG0310-4000	250ml	190mm
NG0310-4050	500ml	214mm

### Wiederverwendbare Flaschenaufsatzfilter

Best.-Nr.	Kapazität, obere Kammer, ml	Passend für Flaschenhalsgröße, mm
NG0320-2545	250ml	45mm
NG0320-5033	500ml	33mm
NG0320-5045	500ml	45mm

### Filtertrichter mit Klammer

Best.-Nr.	Kapazität, ml
NG0315-0047	250ml



TSC Agar	
10 x 90 mm	PO0520A
10 x 90 mm	PO5315A

### Aeromonas

Aeromonas-Nährboden	
10 x 90 mm	PO0325A*

### Bacillus cereus

PEMBA-Selektivnährboden	
10 x 90 mm	PO5048A

MYP-Agar	
10 x 90 mm	PO5133A

### Bordetella

Bordetella-Selektivnährboden	
10 x 90 mm	PB5065A

### Burkholderia

Burkholderia-Cepacia-Agar	
10 x 90 mm	PO0938A

### Candida

Brilliance Candida Agar	
10 x 90 mm	PO1034A^
10 x 90 mm	PO5170A+

Brilliance Candida Agar/Sabouraud GC Agar		
10 x 90 mm	Doppelplatten	PO5258E

Sabouraud-Dextrose-Agar		
10 x 90 mm		PO5001A
10 x 90 mm		PO0160A
10 x 55 mm	Abklatschplatte	PO0192C
10 x 90 mm	TWI	PO0410B

Sabouraud-Dextrose-Agar mit Chloramphenicol (erhöhtes Füllvolumen)		
10 x 90 mm		PO0358A

Sabouraud-Dextrose-Agar mit Chloramphenicol und Actidion		
10 x 90 mm		PO0162A

Sabouraud-Glucose-Agar mit Entheimer		
10 x 90 mm		PO5103A

Sabouraud-Glucose-Agar mit Chloram. und Gentamicin		
10 x 90 mm		PO5096A

Sabouraud-Glucose-Agar mit Chloramphenicol		
10 x 90 mm		PO5070A
10 x 90 mm		PO0161A
(2 x 10) 55 mm	Abklatschplatte	PO5094C

### Campylobacter

Brilliance CampyCount Agar		
10 x 90 mm		PO1185A^

Campylobacter-CAT-Agar		
10 x 90 mm		PO0839A

Campylobacter-Selektivnährboden (Skirrow)		
10 x 90 mm		PB0118A

Campylobacter-Selektivnährboden (Butzler)		
10 x 90 mm		PB5006A

Campylobacter blutfreier Selektivnährboden (CCDA)		
10 x 90 mm		PO0119A^
10 x 90 mm		PO5091A+

\* Produkt ist nicht auf Lager, unter Umständen gelten Mindestbestellmengen und Vorlaufzeiten. Weitere Angaben erhalten Sie von Ihrer lokalen Niederlassung. + Europäisches Festland ^ GB Nicht alle Produkte sind in allen Gebieten erhältlich. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Niederlassung.