

Probenvorbereitung

VENT-CAP Spritzaufsätze, PP

Schraubverschluss und Spritzrohr aus PP.

Praktisch kein Auslaufen oder Nachtropfen durch den VENT-CAP Schraubverschluss, der den Aufbau von statischem Überdruck fast vollständig verhindert.

Präziser Spritzstrahl und optimierter Medienrückfluss durch die stufenfreie und fein gezogene Spitze des Spritzrohrs.

Gewinde GL	Farbe	VE	Art.-Nr.
25	Rot	12	833019
32	Rot	12	833029
45	Rot	12	833039
63	Rot	12	833049
25	Blau	12	833085
25	Grün	12	833086
25	Orange	12	833089
25	Gelb	12	833088
45	Blau	12	833095
45	Grün	12	833096
45	Orange	12	833099
45	Gelb	12	833098



Spritzflaschen mit Aufdruck, PE-LD/PP



Eng- und Weithalsflaschen aus PE-LD, transparent. Schraubverschluss und Spritzrohr aus PP. Mit Aufdruck „Destilliertes Wasser“ in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch.

Präziser Spritzstrahl und optimierter Medienrückfluss durch die stufenfreie und fein gezogene Spitze des Spritzrohrs.

Auf Anfrage auch mit anderem Aufdruck für unkritische Medien entsprechend REACh-Verordnung.

Volumen ml	Gewinde GL	Höhe* mm	Ø mm	VE	Art.-Nr.
250	25	135	65	12	133181
250	45	146	58	12	135181
500	25	180	74	12	133281
500	45	166	76	12	135281
1000	32	221	92	12	133381
1000	63	226	91	12	135381

* Höhe ohne Spritzrohr



Spritzflaschen aus PE-LD/PP ohne Aufdruck, transparent und eingefärbt, finden Sie auf Seite 71.