



Fasstrichter, PP



Transparent. Schnell ablaufend durch steilen 60° Winkel. Praktischer Griff zum Einhängen. (Größe 12500 ml ohne Griff.) Geeignet zum Abfüllen großer Flüssigkeitsmengen.

Als Zubehör optional erhältlich: Siebeinlage aus Edelstahl und Aluminium, die jedoch nicht als Lebensmittelbedarfsgegenstand zugelassen ist.

Volumen ca. ml	Ø mm	Länge mm	Auslauf-Innen-Ø mm	VE	Art.-Nr.
1300	200	200	22	6	41794
3200	250	260	30	6	41894
12500	350	440	35	1	41994
Siebeinlage Ø 50 mm für Trichter Nr. 41794, 41894				1	42099



Fasstrichter, PE-HD

Transparent. Schnell ablaufend durch steilen 60° Winkel. Praktischer Griff zum Einhängen. Geeignet zum Abfüllen großer Flüssigkeitsmengen.

Volumen ca. ml	Ø mm	Länge mm	Auslauf-Innen-Ø mm	VE	Art.-Nr.
12500	400	365	42	1	42294
17500	430	420	37	1	42393



Normschlifftrichter, PP



Transparent. Für Mehrhalskolben, seitlich abgeflacht, passend auf Normschliffhalse der jeweiligen Größe. Geeignet zum Einfüllen von flüssigen oder pulverförmigen Reagenzien in Reaktionskolben, insbesondere auch zur Beschickung von z. B. Mehrhalskolben während der Reaktion.

NS	Länge mm	Breite Öffnung mm	Auslauflänge mm	VE	Art.-Nr.
14/23	75	40	17	10	70494
19/26	95	50	23	10	70594
29/32	135	75	30	5	70694