

Volumenmessung

Pipettenwascher, PE-HD

Zur einfachen und gründlichen Reinigung von Pipetten. Mit Entleerungssiphon für einen automatischen Wasseraustausch.

Das komplette Waschsysteem besteht aus Pipettenwascher, Pipettenbehälter (zur Vorreinigung) und Pipettenkorb (zum Eintauchen der Pipetten in den Pipettenwascher oder Pipettenbehälter). Pipettenbehälter und Pipettenkorb bitte separat bestellen.

Geeignet zur Verwendung mit Pipettenkörben (Artikelnummer 80219 und 80222).

Ø mm	Höhe mm	Nutzlänge mm	VE	Art.-Nr.
170	734	600	1	80217
170	990	840	1	80215



Pipettenbehälter, PE-HD

Zur Vorreinigung von Pipetten mit Reinigungslösung.

Geeignet zur Verwendung mit Pipettenkörben (Artikelnummer 80219 und 80222).

Ø mm	Höhe mm	VE	Art.-Nr.
125	250	1	80223
162	503	1	80221
162	650	1	80218



Pipettenkörbe, PE-HD

Zum Eintauchen der Pipetten in den Pipettenbehälter oder Pipettenwascher und zum Transport der Pipetten. Korbbhöhe 300 mm.

Mit Verlängerungsstück lässt sich die Gesamthöhe des Pipettenkorbs Art.-Nr. 80219 von 650 auf 870 mm vergrößern.

Bezeichnung	Ø mm	Gesamthöhe mm	VE	Art.-Nr.
Pipettenkorb	145	648	1	80219
Pipettenkorb	145	497	1	80222
Verlängerungsstück für Griff (Pipettenkorb 80219)			2	81219

