

ProfiLine pH/ION 3310: pH-, mV- und Konzentrationsmessung in einer Hand



ProfiLine pH/ION 3310

- **pH und ISE-Messung**
- **2- bis 7-Punktkalibrierung, auch nicht linear**
- **Komfortable Menüsteuerung**

Als modernes portables Gerät auch für den Außeneinsatz für die kombinierte pH und ISE Messung präsentiert sich das pH/ION 3310. Mit einer 1- bis 5-Punkt-Kalibrierung für pH sowie einer 2- bis 7-Punktkalibrierung für die direkt-potentiometrische Bestimmung bei ISE auch im nicht-linearen Bereich werden alle Wünsche erfüllt.

Messsicherheit

- Reproduzierbare Messergebnisse durch automatische AutoRead-Funktion zur Erkennung stabiler Messwerte
- Die CMC-Funktion für pH visualisiert den optimalen Messbereich und unterstützt korrektes Messen.
- Graphikdisplay mit Klartextmenüs zur bequemen und sicheren Bedienung
Dokumentation nach GLP/AQS
- Übertragung aller Daten im *.csv Format via USB Schnittstelle an PC, auf Wunsch formatierte Übernahme in Excel (MultiLab® Importer, im Lieferumfang enthalten oder als Download)

Flexibel und leistungsstark:

- 1- bis 5-Punktkalibrierung bei pH
- 2- bis 7-Punkt Kalibrierung bei Ionenmessung, auch nichtlinear
- Konzentrationsangabe in unterschiedlichen Einheiten
- Hinterleuchtetes Graphikdisplay

Bestell-Info: Taschenmessgeräte ISE für analoge Sensoren

Modell	Beschreibung	Bestell-Nr.
pH/ION 3310	Professionelles pH/mV/ISE Messgerät, wasserdicht nach IP 67	2GA310